

Flacons échantillon SecurTainer™ inviolables avec languette

anti-fuite
anti-évaporation



- en polypropylène parfaitement transparent
- bouchon en polyéthylène avec joint étanche
- bouchon à vis inviolable : visser la bouchon sur la languette tenue en position haute, à l'ouverture la bague est retenue par la languette, permettant de repérer que le flacon a été ouvert
- utilisables sans le système inviolable
- empilables
- stries moulées sur le bouchon et sur la base du flacon pour une meilleure préhension et une ouverture facile
- compatibles avec les pastilles d'identification de couleur
- gamme de température : -90°C à +100°C
- résistants au test de pression différentielle 95 kPa



Flacons échantillon inviolable	référence	Prix HT
Flacons échantillon inviolables 20 ml	DS3470	les 100
Flacons échantillon inviolables 40 ml	DS3471	les 100
Flacons échantillon inviolables 60 ml	DS3472	les 100
Flacons échantillon inviolables 90 ml	DS3473	les 100
Flacons échantillon inviolables 120 ml	DS3474	les 100

Flacons échantillon SecurTainer™ inviolables avec verrou

anti-fuite
anti-évaporation



- en polypropylène parfaitement transparent
- bouchon en polyéthylène avec joint étanche
- bouchon à vis inviolable : au vissage, l'obtention d'un "clac" assure la bonne position de la bague et son verrouillage, à l'ouverture la bague est retenue sur le filetage permettant de repérer que le flacon a été ouvert
- empilables
- stries moulées sur le bouchon et sur la base du flacon pour une meilleure préhension et une ouverture facile
- compatibles avec les pastilles d'identification de couleur
- gamme de température : -90°C à +100°C
- résistants au test de pression différentielle 95 kPa

Flacons urine	référence	Prix HT
Flacons échantillon 20 ml	DS3475	les 100
Flacons échantillon 40 ml	DS3476	les 100
Flacons échantillon 60 ml	DS3477	les 100
Flacons échantillon 90 ml	DS3478	les 100
Flacons échantillon 120 ml	DS3479	les 100

Pastilles d'identification

- espace de marquage
- clipsables sans dévisser le tube



Pastilles d'identification		
Bleu	●	DS1062 les 500
Gris	●	DS1071 les 500
Vert	●	DS1063 les 500
Lilas	●	DS1064 les 500
Orange	●	DS1065 les 500
Rose	●	DS1072 les 500
Rouge	●	DS1066 les 500
Violet	●	DS1073 les 500
Blanc	○	DS1068 les 500
Jaune	●	DS1067 les 500
Assortis	●	DS1070 les 500