

Cryoboîtes Simport CryoStore™ -196°C en polycarbonate

25, 42 ou 81 places


- en polycarbonate
- température : -196°C à +121°C
- autoclavables à +120° C (1 bar, 20 minutes)
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle et base conçus pour éviter tout mauvais alignement
- emplacements numérotés
- empilables
- orifices de vidange au fond de la base
- surface de marquage
- certifiées exemptes RNase, DNase, ADN et apyrogènes



pour tubes	capacité	dimensions	bleu	vert	rouge	jaune	Prix HT	
microtubes 1 à 2 ml	25	76 x 76 x h52 mm	1	DS2311	DS2312	DS2313	DS2314	les 8
	81	133 x 133 x h52 mm	2	DS2321	DS2322	DS2323	DS2324	les 4
microtubes 3 à 4 ml	81	133 x 133 x h81 mm	3	DS2331	DS2332	DS2333	DS2334	les 3
microtubes 3 à 5 ml	81	133 x 133 x h95 mm	4	DS2341	DS2342	DS2343	DS2344	les 5
tubes 10 ml	42	133 x 133 x h95 mm		DS2361	DS2362	DS2363	DS2364	les 5

Cryoboîtes -196°C en polycarbonate Simport CryoStore™

100 places



- 100 cryotubes 1 à 2 ml
- température : -196°C à +121°C
- autoclavables à +120°C
- empilables
- couvercle transparent
- orifices de vidange et d'aération
- emplacements numérotés
- surface de marquage
- dim. 133 x 133 x h52 mm
- livrées avec un extracteur de tubes

	référence	Prix HT
Bleues	DS2351 les 4	
Vertes	DS2352 les 4	
Rouges	DS2353 les 4	
Jaunes	DS2354 les 4	

Racks CRYOSTORE™ pour tubes de 10 ml



- en polycarbonate
- capacité 42 tubes de 10 ml
- gamme de température de -196°C à +121°C
- autoclavables à +120° C, pression 1 bar, pendant 20 minutes
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle et base conçus pour éviter tout mauvais alignement
- emplacements numérotés
- surface de marquage
- dim. 133 x 133 x h 95mm

Référence	Prix HT
DS2361 Boîtes cryogéniques bleues, les 5	
DS2362 Boîtes cryogéniques vertes, les 5	
DS2363 Boîtes cryogéniques rouges, les 5	
DS2364 Boîtes cryogéniques jaunes, les 5	