

## Inoculateurs 1 µl stériles

- en polystyrène haute résistance
- coloris bleu
- surface lisse
- flexibles
- stériles
- 1 extrémité anse / 1 extrémité aiguille
- sans lubrifiant, huile et charge électrostatique
- dimensions :  
tige : 198,3 mm  
manche : 130 mm  
anse : Ø 0,8 mm
- **stériles en emballage par 25** : sachet refermable à fermeture zippée étanche




référence **Prix HT**

**BL1220** Inoculateurs stériles 1 µl, les 1000

## Inoculateurs 10 µl stériles

- en polystyrène haute résistance
- coloris orange
- surface lisse
- flexibles
- stériles
- 1 extrémité anse / 1 extrémité aiguille
- sans lubrifiant, huile et charge électrostatique
- dimensions :  
tige : 200 mm  
manche : 130 mm  
anse : Ø 3,6 mm
- **stériles en emballage par 25** : sachet refermable à fermeture zippée étanche



référence **Prix HT**

**BL1230** Inoculateurs stériles 10 µl, les 1000

## Aiguilles stériles

- en polystyrène haute résistance
- coloris jaune
- surface lisse
- flexibles
- stériles
- 2 extrémités aiguille
- sans lubrifiant, huile et charge électrostatique
- dimensions :  
tige : 198,5 mm  
manche : 131,7 mm  
aiguilles : Ø 1,5 mm
- **stériles en emballage par 25** : sachet refermable à fermeture zippée étanche



référence **Prix HT**

**BL1240** Aiguilles stériles, les 1000

## Inoculateurs 1 µl et 10 µl stériles



- ▶ **ultra-flexibles en polystyrène, stériles**
- ▶ **anse et écouvillon**
- ▶ **anse calibrée 1 µl ou 10 µl**


- en polystyrène très robuste
- ultra-flexibles
- 1 extrémité anse / 1 extrémité aiguille fine pour le comptage des colonies
- anse calibrée  
1 µl Ø 1,42 mm ou 10 µl Ø 3,98 mm
- disponibles en emballage individuel, par 10 ou 20 unités
- emballage plastique avec ouverture facile
- ergonomique : section de forme hexagonale creuse pour une préhension optimale
- stérilisation par rayons gamma



## Étateurs stériles

**répartition uniforme des cultures bactériennes**

- en polystyrène,
- surface lisse
- usage unique
- dimensions :  
tige : 144 mm  
étaleur : 33,2 mm  
angle étaleur / extrémité : 135°
- stérile en emballage individuel ou stérile en emballage par 10



référence **Prix HT**

**BL1250** Étateurs stériles emballage individuel, les 500

**BL1251** Étateurs stériles par 10, les 500

## Étateurs stériles

- en polystyrène
- stériles, en emballage individuel
- couleur verte
- poignée longueur 176 mm
- étaleur largeur 36 mm

## Spatules Cell Lifter stériles


**enlèvement rapide des couches de cellules**

- en polyéthylène moulé d'une seule pièce, apyrogènes, usage unique
- manche : 160 mm
- lame ciselée : 20 mm
- en emballage individuel, stérile par rayons gamma



référence **Prix HT**

**BL1270** Spatules Cell Lifter stériles, emballage individuel, les 100



## Grattoirs à cellules stériles

**raclage et découpe précis**

- en polyéthylène
- apyrogènes
- lame pivotante
- lame : 18 mm
- manche : 180 ou 250 mm
- stériles, en emballage individuel



référence **Prix HT**

**BL1260** Grattoirs 180 mm, les 100

**BL1261** Grattoirs 250 mm, les 100