

Blocs à sec pour agitateurs magnétiques chauffants IK1000, IK1001 et RCTB2

Plaques carrées



- en aluminium anodisé
- fond plat
- dimensions 160 x 160 mm

désignation	Prix HT
AK1010 Plaque sans poignées	
AK1011 Plaque avec poignées	

Blocs carrés pour tubes



- en aluminium anodisé
- fond plat
- dimensions 79 x 79 mm

désignation	volume	Prix HT
AK1012 Bloc 16 trous Ø 15,2 x 18,5 mm	4 ml	
AK1013 Bloc 16 trous Ø 17,5 x 23,5 mm	8 ml	
AK1014 Bloc 9 trous Ø 20,5 x 28,5 mm	16 ml	
AK1015 Bloc 4 trous Ø 28,5 x 23,5 mm	20 ml	
AK1016 Bloc 4 trous Ø 28,5 x 33,5 mm	30 ml	
AK1017 Bloc 4 trous Ø 28,5 x 43,5 mm	40 ml	

Blocs carrés pour ballon



- en aluminium anodisé
- fond rond
- dimensions 79 x 79 mm

désignation	Prix HT
AK1018 Bloc 100 ml	
AK1019 Bloc 250 ml	

Blocs ronds pour ballon



- en aluminium anodisé
- fond rond
- volume de 100 ml à 2000 ml

volume	Ø ext.	référence	Prix HT
100 ml	142 mm	AK1020	
250 ml	142 mm	AK1021	
500 ml	142 mm	AK1022	
1000 ml	166,3 mm	AK1023	
2000 ml	194,7 mm	AK1024	

Blocs ronds avec poignées pour ballon



- en aluminium anodisé
- fond rond
- volume de 100 ml à 2000 ml

volume	diamètre ext.	référence	Prix HT
100 ml	142 mm	AK1025	
250 ml	142 mm	AK1026	
500 ml	142 mm	AK1027	
1000 ml	166,3 mm	AK1028	
2000 ml	194,7 mm	AK1029	

Blocs fonds ronds pour ballon



- en aluminium anodisé
- fond rond
- volume de 10 ml à 1000 ml

volume	diamètre int.	référence	Prix HT
10 ml	33,8 mm	AK1030	
25 ml	43,8 mm	AK1031	
50 ml	52,8 mm	AK1032	
100 ml	66,3 mm	AK1033	
250 ml	88 mm	AK1034	
500 ml	108 mm	AK1035	
1000 ml	131,8 mm	AK1036	