

## Agitateur magnétique 4 postes pour culture cellulaire

4 postes

- ▶ de 5 à 200 tours / minute programmable



- écran LED avec affichage de la vitesse
- plusieurs modes de travail : agitation à vitesse constante, agitation par cycles, deux vitesses d'agitation ou combinaison du mode d'agitation par cycle et par deux vitesses
- en acier inoxydable, surface en silicone anti-dérapante et anti-corrosion
- puissance : 15 W

capacité	4 postes x 3 litres
surface	silicone
dim. surface	395 x 395 mm
vitesse	réglable 5 à 200 tr / min
dimensions	395 x 450 x h90 mm
alimentation	240 V, 50 Hz
Agitateur	DG1720

## Agitateurs magnétiques avec régulateur électronique

6 postes  
15 postes

- ▶ rotation stable même à faible vitesse
- ▶ bain agité : cuve plastique en option à placer sur l'agitateur



- régulation électronique de la vitesse
- aucun échauffement

capacité	6 postes x 400 ml [1]	15 postes x 250 ml [2]
diamètre max. des récipients	85 mm	64 mm
distance entre chaque poste	100 mm	74 mm
vitesse	réglable 50 à 850 tr/min	réglable 50 à 850 tr/min
puissance d'agitation	3,6 W	9 W
dimensions	230x370x51,5 mm / 2 kg	230x370x51,5 mm / 2 kg
Agitateurs magnétiques	AG400MULTI6	AG400MULTI15
accessoire		
cuve plastique pour bain	AG400BAM	AG400BAM

6 postes  
8 postes

## Agitateurs magnétiques ultra plats, étanches



- puissance d'agitation : 5 / 10 / 15 / 20 W
- température ambiante : -10 à +50°C, à 80% HR
- boîtier ultra-plat en acier inox
- barreau magnétique stable à faible vitesse
- affichage digital : vitesse et puissance
- sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil

- régulation de la puissance pour grand volume ou substance visqueuse
- agitation par induction, sans moteur (pas d'entretien)
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif

capacité	6 postes x 3 litres [1]	8 postes x 3 litres [2]
optimisé pour	6 erlenmeyers de 1000 ml	8 béchers de 600 ml
surface	acier inox	acier inox
vitesse	100 à 2000 tr/min	100 à 1600 tr/min
distance entre les postes	130 mm	90 mm
protection	IP64	IP64
dimensions / poids	245 x p425 x h38 mm / 8,7 kg	185 x 420 x h38 mm / 6,4 kg
alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz	100 à 240 V, 50/60 Hz
Agitateurs magnétiques	GV5000	GV5400

## Agitateur magnétique 10 postes

10 postes

- ▶ régulation électronique de la vitesse de 0 à 1100 tr/min
- ▶ vitesse stable et reproductible



- moteur EC sans balais : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance
- régulateur de vitesse électronique en continu
- diamètre max. des récipients : Ø90 mm
- puissance d'agitation : 20 W
- longueur maximum du barreau magnétique : 40 mm
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +40 °C à 80%HR

capacité	10 postes x 400 ml
surface	acier peint avec film silicone
dim. surface	180 x 450 mm / poste
vitesse	réglable 0 à 1100 tr/min
protection	IP42
dimensions	182 x 552 x h65 mm / 3,2 kg
alimentation	100 à 240 V, 50/60 Hz
Agitateur	AG310