




Caissons mobiles sous paillasse

Caractéristiques techniques
des caissons

- amortisseurs de porte et amortisseurs de tiroirs : fermeture des portes et tiroirs en douceur (suivant modèles)
- poignées filantes en aluminium
- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°
- tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal protégée, roulements à rouleaux et guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
- tous les modèles sont livrés montés, prêts à installer

possibilités d'installations des
caissons sous paillasse sèchespossibilités d'installations des
caissons sous paillasse humides

Caisson 1 tiroir



- 1 tiroir, une roulette de soutien en dessous du tiroir
- amortisseur de tiroir

	petit caisson
équipement	1 tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm
poids	18 kg
caisson avec amortisseurs	LM5025
caisson avec amort. et serrure	LM5025S

Caissons 2 tiroirs



- 2 tiroirs hauteur 260 mm
- modèles avec serrure centralisée pour les 2 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	2 tiroirs h. 260 mm	2 tiroirs h. 260 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	22 kg	40 kg
caissons standard	LM5006 1	LM8006 2
caissons avec amortisseurs	LM5016	LM8016
caissons avec amort. et serrure	LM5016S	LM8016S

Caissons 3 tiroirs



- 3 tiroirs hauteur 170 mm
- amortisseurs de tiroir
- modèles avec serrure centralisée pour les 3 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	3 tiroirs h. 170 mm	3 tiroirs h. 170 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	28 kg	45 kg
caissons avec amortisseurs	LM5019 [1]	LM8019 [2]
caissons avec amort. et serrure	LM5019S	LM8019S

Caissons 4 tiroirs



- 4 tiroirs hauteur 120 mm
- modèle avec serrure centralisée pour les 4 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	4 tiroirs h. 120 mm	4 tiroirs h. 120 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	34 kg	50 kg
caissons standard	LM5005 [1]	LM8005 [2]
caissons avec amortisseurs	LM5015	LM8015
caissons avec amort. et serrure	LM5015S	LM8015S

Caissons 5 tiroirs



- 5 tiroirs hauteur 90 mm
- amortisseurs de tiroir
- modèles avec serrure centralisée pour les 5 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	5 tiroirs h. 90 mm	5 tiroirs h. 90 mm
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	40 kg	56 kg
caissons avec amortisseurs	LM5021 [1]	LM8021 [2]
caissons avec amort. et serrure	LM5021S	LM8021S

Caisson 8 tiroirs



- 8 tiroirs hauteur 120 mm : 4 tiroirs à gauche et 4 tiroirs à droite
- amortisseurs de tiroir
- modèle avec serrure centralisée pour les 2 x 4 tiroirs

	grand caisson
équipement	8 tiroirs h. 120 mm
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	55 kg
caisson avec amortisseurs	LM8023
caisson avec amort. et serrure	LM8023S

Caissons à portes battantes



- 1 ou 2 portes battantes et 1 étagère
- amortisseurs de porte

	petit caisson	grand caisson
équipement	1 porte + 1 étagère	2 portes + 1 étagère
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	22 kg	30 kg
caissons avec amortisseurs	LM5014 [1]	LM8014 [2]
caissons avec amort. et serrure	LM5014S	LM8014S
étagère supplémentaire	LM110	LM111

Caisson à portes coulissantes



- 2 portes coulissantes + 1 étagère

	grand caisson
équipement	2 portes coulissantes + 1 étagère
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	30 kg
caisson standard	LM8020
caisson avec serrure	LM8020S
étagère supplémentaire	LM112

Caissons combinés
portes battantes et tiroir

- 1 porte + 1 étagère + 1 tiroir hauteur 120 mm

	petit caisson	grand caisson
équipement	1 porte + 1 étagère + 1 tiroir	2 portes + 1 étagère + 1 tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	28 kg	33 kg
caissons standard	LM5008 [1]	LM8008 [2]
caissons standard avec serrure	LM5008S	LM8008S
caissons avec amortisseurs	LM5018	LM8018
caissons avec amort. et serrure	LM5018S	LM8018S
étagère supplémentaire	LM110	LM111

Caissons combinés
portes battantes et double tiroir

- 2 portes battantes + 2 étagères + 2 tiroirs hauteur 120 mm
- amortisseurs de tiroir

	grand caisson
équipement	2 portes + 2 étagères + 2 tiroirs
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	35 kg
caisson avec amortisseurs	LM8024
caisson avec amort. et serrure	LM8024S
étagère supplémentaire	LM113

Caisson combiné 1 porte battante et 4 tiroirs



- 1 porte battante + 1 étagère
- 4 tiroirs hauteur 120 mm
- amortisseurs de tiroirs
- 2 serrures avec serrure centralisée pour les 4 tiroirs

	grand caisson
équipement	1 porte battante + 1 étagère + 4 tiroirs
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	45 kg
caisson avec amortisseurs	LM8022
caisson avec amort. et serrure	LM8022S
étagère supplémentaire	LM113

Caisson porte battante avec poubelle



- 1 porte battante + 1 poubelle 30 l
- amortisseurs de porte
- poubelle : 413 x p320 x h430 mm

	petit caisson
équipement	1 porte battante + 1 poubelle
dimensions	535 x p450 x h720 mm
poids	21 kg
caisson avec amortisseurs	LM5011


Placard mural double portes vitrées couissantes



- placard portes vitrées double face coulissantes pour caisson technique
- à monter sur une tablette de profondeur 300 mm
- fixations murales
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- modèles livrés montés avec une étagère réglable sur taquets

	grand placard
portes	2 portes coulissantes
étagères	1 étagère
dimensions	900 x p350 x h735 mm
poids	43 kg
placards	KL8627
étagère suppl.	LM117


Placards muraux porte pleine



- poignée filante en aluminium
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- avec amortisseurs
- modèles livrés montés avec une étagère

	petit placard [1]	grand placard [2]
portes	1 porte	2 portes
étagères	1 étagère	1 étagère
dimensions	450 x p370 x h800 mm	900 x p370 x h800 mm
poids	21 kg	41 kg
placards	KL8623	KL8624
étagère suppl.	LM118	LM119

Placards muraux porte vitrée



- poignée bouton plastique
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- avec amortisseurs
- modèles livrés montés avec une étagère

	petit placard [1]	grand placard [2]
portes	1 porte	2 portes
étagères	1 étagère	1 étagère
dimensions	450 x p350 x h800 mm	900 x p350 x h800 mm
poids	22 kg	42 kg
placards	KL8625	KL8626
étagère suppl.	LM118	LM119

Placards muraux portes coulissantes



- poignée bouton plastique
- construction en panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- modèles livrés montés avec une étagère

	grand placard
portes	2 portes coulissantes
étagères	1 étagère
dimensions	900 x p450 x h800 mm
poids	41 kg
placards portes pleines	KL8621 [1]
placards portes vitrées	KL8622 [2]
étagère supplémentaire	LM122