


Incubateur de microplaques avec timer intégré

temp. max.

+ 45°C

- ▶ encombrement minimum
- ▶ température réglable :
T° ambiante + 5° à + 45°C
- ▶ affichage digital
température
et temps



- incubateur pour une micro-plaque, compatible avec toutes les microplaques
- faible évaporation du contenu même avec des plaques sans couvercle
- minuterie intégrée réglable de 0 à 999 min
- alarme sonore en fin de compte à rebours
- exactitude $\pm 0,5^\circ\text{C}$, résolution : $0,1^\circ\text{C}$
- voyant indicateur de phase de chauffe : une LED jaune clignote tant que la tem-

- pérature programmée n'est pas atteinte
- affichage digital 3 digits : température ou temps
- faible encombrement
- mémorisation des réglages entre deux utilisations
- aucune maintenance

blocs	T°C max.	puissance	dim. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+45°C	15 W	120x180x100mm / 920 g	INC100	

Thermobloc interface USB

temp. max.

+ 150°C

- ▶ régulateur électronique et affichage digital
- ▶ interface USB

- gamme de température : ambiante + 5°C à + 150°C
- minuterie intégrée réglable de 1 min. à 99 h 59 min. ou en continu
- résolution $0,1^\circ\text{C}$
- précision : $\pm 0,3^\circ\text{C}$
- homogénéité : $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (à 37°C)
- régulateur électronique de température, affichage digital
- grand choix de blocs pour toutes les applications
- interface USB pour l'acquisition des températures via un logiciel (inclus)
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz
- livré avec logiciel de transfert des données, câble USB et couvercle, sans blocs mais avec tige à vis pour retirer et placer facilement les blocs chauds

Blocs aluminium

- en aluminium non poreux de haute qualité
- gamme de blocs pour tubes 0,2 ml à 50 ml, pour microplaques, ou pour lames
- blocs équipés de 2 perforations pour recevoir un thermomètre et une tige à vis (excepté les blocs pour microplaques et lames)
- compatibilité avec tous les types de thermoblocs à sec équipés de blocs standard 77,5 x 91,5 mm

blocs aluminium



capacité des blocs	réf.	Prix HT
blocs pour microtubes		
48 x tubes 0,2 ml ou 6 x barrettes de 8 x 0,2 ml	TB02	
20 tubes 2 ml	TB02A	
24 tubes 0,5 ml	TB05	
24 tubes 1,5 ml	TB05A	
blocs pour tubes standard		
35 tubes Ø 6 mm	TB06	
20 tubes Ø 10mm	TB10	
20 tubes Ø 12mm	TB12	
20 tubes Ø 13mm	TB13	
12 tubes 15 ml	TB15	
12 tubes Ø15/16mm	TB16	
12 tubes Ø 17mm	TB17	
6 tubes Ø 20mm	TB20	
6 tubes Ø 25mm	TB25	
6 tubes à centri. 50 ml	TB50	
blocs pour microplaques		
1 x microplaque PCR 96 puits	TB196	
2 x microplaques PCR 96 puits	TB296B	
2 x microplaques ou 4 lames	TB296	
accessoires		
couvercle anti ouverture des bouchons de microtubes	TB100	
bloc sans perforations	TB01	

blocs	T°C max.	interface	dim. ext. (Lxpxh) / poids	référence	Prix HT
1 bloc	+150°C	USB	210 x 290 x 120 mm / 3,2 kg	TBX140	