

Béchers forme basse en verre borosilicaté 3.3



capacité	Ø x h mm	référence	Prix HT
5 ml	22 x h30 mm	GW4012	les 10
10 ml	26 x h35 mm	GW4013	les 10
25 ml	32 x h48 mm	GW4001	les 10
50 ml	39 x h55 mm	GW4002	les 10
100 ml	55 x h71 mm	GW4003	les 10
150 ml	55 x h81 mm	GW4004	les 10
250 ml	69 x h95 mm	GW4005	les 10
400 ml	82 x h100 mm	GW4006	les 10
600 ml	92 x h115 mm	GW4007	les 10
800 ml	98 x h136 mm	GW4008	les 10
1000 ml	106 x h145 mm	GW4009	les 10
2000 ml	132 x h185 mm	GW4010	les 4
3000 ml	153 x h210 mm	GW4014	les 4
5000 ml	170 x h270 mm	GW4011	les 2
10000 ml	217 x h350 mm	GW4015	l'unité




capacité	Ø x h mm	référence	Prix HT
5 ml	22 x h30 mm	VU1001	les 10
10 ml	26 x h35 mm	VU1002	les 10
25 ml	34 x h50 mm	VU1003	les 10
50 ml	42 x h60 mm	VU1004	les 10
100 ml	50 x h70 mm	VU1005	les 10
150 ml	60 x h80 mm	VU1006	les 10
250 ml	70 x h95 mm	VU1007	les 10
400 ml	80 x h110 mm	VU1008	les 10
600 ml	90 x h125 mm	VU1010	les 10
800 ml	100 x h135 mm	VU1011	les 10
1000 ml	105 x h145 mm	VU1012	les 10
2000 ml	130 x h185 mm	VU1013	les 10
3000 ml	150 x h210 mm	VU1014	les 4
5000 ml	170 x h270 mm	VU1015	l'unité
10000 ml	217 x h350 mm	VU1016	l'unité



capacité	Ø x h mm	référence	Prix HT
5 ml	22 x h30 mm	GW4072	les 10
10 ml	26 x h35 mm	GW4073	les 10
25 ml	34 x h50 mm	GW4061	les 10
50 ml	42 x h60 mm	GW4062	les 10
100 ml	50 x h70 mm	GW4063	les 10
150 ml	60 x h80 mm	GW4064	les 10
250 ml	70 x h95 mm	GW4065	les 10
400 ml	80 x h110 mm	GW4066	les 10
600 ml	90 x h125 mm	GW4067	les 10
800 ml	100 x h135 mm	GW4068	les 10
1000 ml	105 x h145 mm	GW4069	les 10
2000 ml	132 x h185 mm	GW4070	les 10
3000 ml	152 x h210 mm	GW4074	les 4
5000 ml	170 x h270 mm	GW4071	l'unité
10000 ml	170 x h350 mm	GW4075	l'unité


Béchers en verre borosilicaté 3.3

- conformes aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- avec bec verseur
- graduations facilement lisibles et grande zone de marquage pour une identification aisée
- impressions très résistantes
- parois d'épaisseur constante et uniforme permettant de chauffer des substances
- conformes aux exigences de l'U.S. Pharmacopeial Convention
- autoclavables à +121°C



- mécaniquement plus résistants que les béchers standard
- longévité et sécurité accrues
- bords et bords verseurs renforcés
- parois plus épaisses et base plus lourde

capacité	Ø x h mm	référence	Prix HT
150 ml	57 x h89 mm	VU21	les 12
250 ml	68 x h90 mm	VU22	les 12
400 ml	77 x h110 mm	VU23	les 12
600 ml	90 x h124 mm	VU24	les 6
1000 ml	108 x h156 mm	VU25	les 6
2000 ml	131 x h177 mm	VU26	les 4
3000 ml	170 x h230 mm	VU28	l'unité
4000 ml	160 x h250 mm	VU27	l'unité
5000 ml	180 x h300 mm	VU29	l'unité



- excellente résistance mécanique par rapport aux béchers standard
- bords et bec verseur renforcés
- parois plus épaisses et base plus lourde

capacité	Ø x h mm	référence	Prix HT
100 ml	52 x 85 mm	GW2752	les 10
150 ml	54 x 93 mm	GW2753	les 10
250 ml	70 x 94 mm	GW2754	les 10
500 ml	89 x 124 mm	GW2755	les 10
1000 ml	105 x 160 mm	GW2756	les 10
2000 ml	135 x 195 mm	GW2757	les 10
3000 ml	157 x 205 mm	GW2758	les 4
5000 ml	182 x 256 mm	GW2759	l'unité
10000 ml	225 x 340 mm	GW2760	l'unité
15000 ml	260 x 390 mm	GW2761	l'unité
20000 ml	285 x 430 mm	GW2762	l'unité

Béchers forme haute en verre borosilicaté 3.3




VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25ml	30 x h55 mm	GW4021 les 10	
50ml	38 x h66 mm	GW4022 les 10	
100ml	47 x h80 mm	GW4023 les 10	
150ml	53 x h96 mm	GW4024 les 10	
250ml	61 x h117 mm	GW4025 les 10	
400ml	70 x h130 mm	GW4026 les 10	
600ml	82 x h143 mm	GW4027 les 10	
800ml	89 x h171 mm	GW4028 les 10	
1000ml	95 x h185 mm	GW4029 les 10	
2000ml	118 x h236 mm	GW4030 les 4	
3000ml	135 x h280 mm	GW4031 les 6	




VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x h70 mm	VU1104 les 10	
100ml	48 x h80 mm	VU1105 les 10	
150ml	54 x h95 mm	VU1106 les 10	
250ml	60 x h120 mm	VU1107 les 10	
400ml	70 x h130 mm	VU1108 les 10	
600ml	80 x h150 mm	VU1110 les 10	
1000ml	95 x h180 mm	VU1112 les 10	
2000ml	120 x h240 mm	VU1113 les 10	



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x h70 mm	GW4082 les 10	
100ml	48 x h80 mm	GW4083 les 10	
150ml	54 x h95 mm	GW4084 les 10	
250ml	60 x h120 mm	GW4085 les 10	
400ml	70 x h130 mm	GW4086 les 10	
600ml	80 x h150 mm	GW4087 les 10	
800ml	90 x h175 mm	GW4088 les 10	
1000ml	95 x h180 mm	GW4089 les 10	
2000ml	120 x h240 mm	GW4090 les 10	
3000ml	135 x h280 mm	GW4091 les 2	

Bécher de Berzelius



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
100 ml	50 x h78 mm	GW2795	

Béchers de Philips



VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
150 ml	59 x h87 mm	GW2790	
250 ml	68 x h105 mm	GW2791	
500 ml	86 x h142 mm	GW2792	

Béchers à parois épaisses usage intensif



VERRE
borosilicaté 3.3




- mécaniquement plus résistants que les béchers standard
- meilleure longévité et une sécurité accrue
- bords et becs verseurs renforcés
- parois plus épaisses et base plus lourde

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
150 ml	54 x h95 mm	VU1206 les 10	
250 ml	60 x h120 mm	VU1207 les 10	
600 ml	80 x h150 mm	VU1210 les 10	

Béchers à parois épaisses sans bec verseur



VERRE
borosilicaté 3.3



- meilleure résistance mécanique que les béchers standard
- moindre résistance aux chocs thermiques que les béchers standard
- bords renforcés
- parois plus épaisses et base plus lourde

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x 70 mm	GW2763 les 10	
100ml	48 x 80 mm	GW2764 les 10	
150ml	54 x 95 mm	GW2765 les 10	
250ml	60 x 120 mm	GW2766 les 10	
400ml	70 x 130 mm	GW2767 les 10	
600ml	80 x 150 mm	GW2768 les 10	
1000ml	95 x 180 mm	GW2769 les 10	

Béchers en polypropylène

Béchers droits graduations moulées

PLASTIQUE
Polypropylène
graduations
moulées



capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
50 ml	10 ml	Ø 40 x h60 mm	ML1302	
100 ml	20 ml	Ø 49 x h70 mm	ML1303	
250 ml	50 ml	Ø 68 x h94 mm	ML1305	
500 ml	50 ml	Ø 88 x h122 mm	ML1307	
1000 ml	100 ml	Ø 102 x h149 mm	ML1309	
2000 ml	200 ml	Ø 133 x h183 mm	ML1310	
3000 ml	200 ml	Ø 174 x h214 mm	ML1311	
5000 ml	500 ml	Ø 185 x h248 mm	ML1312	

Béchers droits graduations imprimées

PLASTIQUE
Polypropylène
graduations
imprimées bleues



capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
25 ml	5 ml	Ø 31 x h47 mm	ML1161	
50 ml	10 ml	Ø 40 x h60 mm	ML1162	
100 ml	20 ml	Ø 49 x h70 mm	ML1163	
150 ml	20 ml	Ø 56 x h80 mm	ML1164	
250 ml	50 ml	Ø 68 x h94 mm	ML1165	
400 ml	50 ml	Ø 70 x h109 mm	ML1166	
500 ml	50 ml	Ø 88 x h122 mm	ML1167	
600 ml	100 ml	Ø 91 x h125 mm	ML1168	
1000 ml	100 ml	Ø 102 x h149 mm	ML1169	
2000 ml	200 ml	Ø 133 x h183 mm	ML1170	
3000 ml	200 ml	Ø 174 x h214 mm	ML1171	
5000 ml	500 ml	Ø 185 x h248 mm	ML1172	

Béchers en plastique

- conformes à la norme ISO 7056
- graduations permanentes très lisibles, moulées ou imprimées avec une encre indélébile et résistant aux solvants
- bec verseur anti-gouttes précis
- modèles droits ou modèles coniques et empilables, pour un encombrement réduit
- inodores et non toxiques
- grande résistance mécanique, particulièrement à la flexion et aux déchirures
- chimiquement inertes, excellente résistance chimique
- autoclavables à +121°C
- en PP translucide, températures -20 à +135°C
- en PMP (TPX®) transparent, températures -180 à +145°C
- en PTFE opaque, températures de -200 à +250°C, résistant aux rayons UV

Béchers coniques graduations moulées

PLASTIQUE
Polypropylène
graduations
moulées



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	Ø 41,5 x h51 mm	VU1403	
50 ml	Ø 50,5 x h61 mm	VU1404	
100 ml	Ø 61,5 x h73 mm	VU1405	
250 ml	Ø 80,5 x h96 mm	VU1407	
400 ml	Ø 92,5 x h111 mm	VU1408	
500 ml	Ø 102,5 x h121 mm	VU1409	
600 ml	Ø 104,0 x h126 mm	VU1410	
1000 ml	Ø 120,0 x h148 mm	VU1412	
2000 ml	Ø 163,0 x h188 mm	VU1413	
3000 ml	Ø 172,0 x h214 mm	VU1414	

Béchers coniques graduations imprimées

PLASTIQUE
Polypropylène
graduations
imprimées bleues



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	Ø 41,5 x h51 mm	VU1303	
50 ml	Ø 50,5 x h61 mm	VU1304	
100 ml	Ø 61,5 x h73 mm	VU1305	
250 ml	Ø 80,5 x h96 mm	VU1307	
400 ml	Ø 92,5 x h111 mm	VU1308	
500 ml	Ø 102,5 x h121 mm	VU1309	
600 ml	Ø 104,0 x h126 mm	VU1310	
1000 ml	Ø 120,0 x h148 mm	VU1312	
2000 ml	Ø 163,0 x h188 mm	VU1313	
3000 ml	Ø 172,0 x h214 mm	VU1314	
5000 ml	Ø 230,0 x h250 mm	VU1315	

Béchers droits forme basse graduations imprimées

PLASTIQUE
Polypropylène
graduations
imprimées bleues



capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
10 ml	1,0 ml	Ø 32 x h32 mm	NA1001	
25 ml	2,5 ml	Ø 42 x h40 mm	NA1002	
50 ml	5,0 ml	Ø 51 x h51 mm	NA1003	
100 ml	5,0 ml	Ø 62 x h62 mm	NA1004	
250 ml	10,0 ml	Ø 82 x h82 mm	NA1005	
400 ml	20,0 ml	Ø 94 x h95 mm	NA1006	
500 ml	20,0 ml	Ø 100 x h101 mm	NA1007	
600 ml	20,0 ml	Ø 106 x h107 mm	NA1008	
1000 ml	20,0 ml	Ø 127 x h126 mm	NA1009	
2000 ml	50,0 ml	Ø 158 x h160 mm	NA1010	
5000 ml	500,0 ml	Ø 164 x h250 mm	NA1031	

Béchers en PMP

PLASTIQUE
PMPgraduations
imprimées rouges

- contact alimentaire



capacité	grad.	dim. (Ø x h)	réf.	Prix HT
25 ml	5 ml	Ø 35 x h50 mm	ML1201	
50 ml	10 ml	Ø 42 x h60 mm	ML1202	
100 ml	20 ml	Ø 51 x h69 mm	ML1203	
250 ml	50 ml	Ø 71 x h94 mm	ML1205	
400 ml	50 ml	Ø 80 x h111 mm	NA1094	
500 ml	50 ml	Ø 87 x h117 mm	ML1207	
600 ml	50 ml	Ø 95 x h125 mm	NA1096	
1000 ml	100 ml	Ø 107 x h148 mm	ML1209	
2000 ml	200 ml	Ø 131 x h187 mm	ML1210	
3000 ml	200 ml	Ø 174 x h214 mm	ML1211	
5000 ml	500 ml	Ø 185 x h248 mm	ML1212	

Béchers en PTFE
-200°C à +250°CPLASTIQUE
PTFE

- construction solide avec parois épaisses
- excellente résistance aux rayons UV



capacité	dim. Ø x h	référence	Prix HT
1 ml	Ø 13 x 18 mm	C11100	
5 ml	Ø 20 x 26 mm	C11101	
10 ml	Ø 24 x 33 mm	C11102	
25 ml	Ø 32 x 50 mm	C11103	
50 ml	Ø 40 x 60 mm	C11104	
100 ml	Ø 54 x 70 mm	C11105	
150 ml	Ø 60 x 70 mm	C11106	
250 ml	Ø 66 x 97 mm	C11107	
400 ml	Ø 80 x 106 mm	C11108	
500 ml	Ø 85 x 125 mm	C11109	
600 ml	Ø 90 x 125 mm	C11110	
1000 ml	Ø 100 x 155 mm	C11111	
2000 ml	Ø 120 x 210 mm	C11112	

Béchers en PMP

PLASTIQUE
PMPgraduations
moulées

- très transparents
- autoclavables à +121°C
- conformes à la norme ISO 7056



capacité	grad.	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	5 ml	Ø 38 x h50 mm	RS1020	
50 ml	10 ml	Ø 47 x h60 mm	RS1021	
100 ml	10 ml	Ø 55 x h70 mm	RS1022	
150 ml	20 ml	Ø 66 x h80 mm	RS1023	
250 ml	25 ml	Ø 77 x h95 mm	RS1024	
400 ml	50 ml	Ø 87 x h112 mm	RS1025	
500 ml	50 ml	Ø 94 x h118 mm	RS1026	
600 ml	50 ml	Ø 100 x h127 mm	RS1027	
1000 ml	100 ml	Ø 120 x h147 mm	RS1028	
2000 ml	200 ml	Ø 149 x h187 mm	RS1029	
3000 ml	250 ml	Ø 170 x h212 mm	RS1030	
5000 ml	500 ml	Ø 203 x h247 mm	RS1031	

Béchers tricornes en PP

PLASTIQUE
Polypropylènegraduations
moulées

- trois bords verseurs anti-goutte
- translucides
- empilables
- bonne résistance aux chocs
- autoclavables à +121°C



- en polypropylène de qualité médicale

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 47 x h57 mm	BL1310	
100 ml	Ø 58 x h71 mm	BL1311	
250 ml	Ø 74 x h88 mm	BL1312	
400 ml	Ø 84 x h110 mm	BL1313	
800 ml	Ø 105 x h137 mm	BL1314	
1000 ml	Ø 114 x h143 mm	BL1315	

PLASTIQUE
Polypropylènegraduations
mouléesTRICORN™
Simport

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	Ø 49 x h 57 mm	DS3311	
100 ml	Ø 58 x h 72 mm	DS3312	
250 ml	Ø 76 x h 90 mm	DS3313	
400 ml	Ø 85 x h108 mm	DS3314	
800 ml	Ø 107 x h133 mm	DS3315	
1000 ml	Ø 115 x h145 mm	DS3316	

Billes en verre



Ø mm	référence	Prix HT
1 mm	BV1001	1 kg
2 mm	BV1002	1 kg
3 mm	BV1003	1 kg
4 mm	BV1004	1 kg
5 mm	BV1005	1 kg
6 mm	BV1006	1 kg
7 mm	BV1007	1 kg
8 mm	BV1008	1 kg
10 mm	BV1010	1 kg