

Carafes graduées en plastique

Carafes en PP

PLASTIQUE
polypropylène

graduations
moulées



- poignée ergonomique avec encoche pour le pouce

capacité	grad.	dim. Ø x h	référence	Prix HT
50 ml	2ml	Ø 45 x 68 mm	ML1050	
100 ml	2ml	Ø 61 x 72 mm	ML1051	
250 ml	5ml	Ø 70 x 120 mm	ML1052	
500 ml	10ml	Ø 90 x 140 mm	ML1053	
1000 ml	10ml	Ø 104 x 180 mm	ML1054	
2000 ml	50ml	Ø 150 x 214 mm	ML1055	
3000 ml	50ml	Ø 152 x 240 mm	ML1056	
5000 ml	100ml	Ø 200 x 270 mm	ML1057	

Carafes en PP coniques empilables

PLASTIQUE
polypropylène

graduations
imprimées noires



capacité	grad.	dim. Ø x h	référence	Prix HT
1000 ml	10 ml	Ø 124 x h168	ML1102	
2000 ml	20 ml	Ø 151 x h215	ML1103	

- dosage précis de liquides ou de poudres
- utilisation possible comme cuillère de prélèvement ou récipient de mélange
- large bec verseur
- poignée solide : prise confortable, en toute sécurité
- graduations permanentes très lisibles, moulées ou imprimées avec une encre indélébile et résistant aux solvants
- en PP translucides, températures -20 à 135°C
- en PMP (TPX®) transparent, températures -180 à +145°C
- grande résistance mécanique, particulièrement à la flexion et aux déchirures
- chimiquement inertes, excellente résistance chimique, inodores et non toxiques, compatibles contact alimentaire
- autoclavables

Carafes en PP forme basse

PLASTIQUE
polypropylène

graduations
moulées



- en PP blanc opaque
- graduations moulées à l'intérieur

capacité	dim. Ø x h	référence	Prix HT
1 litre	Ø130 x 150 mm	ML1091	
3 litres	Ø150 x 220 mm	ML1092	
5 litres	Ø190 x 235 mm	ML1093	

Carafes en PMP (TPX®)

PLASTIQUE
TPX®

graduations
moulées



- parfaite transparence comparable au verre
- température jusqu'à +175°C
- excellente résistance chimique

capacité	grad..	dim. Ø x h	réf.	Prix HT
500 ml	10 ml	Ø 91 x h133 mm	ML1083	
1000 ml	10 ml	Ø 116 x h170 mm	ML1084	
2000 ml	20 ml	Ø 150 x h215 mm	ML1085	

Carafes en PP coniques

PLASTIQUE
polypropylène

graduations
imprimées bleues



- poignée ergonomique avec encoche pour le pouce

capacité	grad.	dim. Ø x h	référence	Prix HT
50 ml	2ml	Ø 45 x 68 mm	ML1060	
100 ml	2ml	Ø 61 x 72 mm	ML1061	
250 ml	5ml	Ø 70 x 120 mm	ML1062	
500 ml	10ml	Ø 90 x 140 mm	ML1063	
1000 ml	10ml	Ø 104 x 180 mm	ML1064	
2000 ml	50ml	Ø 150 x 214 mm	ML1065	
3000 ml	50ml	Ø 152 x 240 mm	ML1066	
5000 ml	100ml	Ø 200 x 270 mm	ML1067	

Carafes en PP forme basse

PLASTIQUE
polypropylène

graduations
moulées



- graduations moulées à l'extérieur

capacité	dim. Ø x h	référence	Prix HT
500 ml	Ø80 x h120 mm	AX4700	
1000 ml	Ø125 x h140 mm	AX4701	
2000 ml	Ø155 x h180 mm	AX4702	
3000 ml	Ø165 x h180 mm	AX4703	
5000 ml	Ø185 x h230 mm	AX4705	