

Compteur-décompteur 24 h multifonctions avec alarme 2 canaux

24 h

3 fonctions à la seconde près

- ▶ 1 compteur
- ▶ 2 décompteurs
- ▶ horloge et réveil

- 1 compteur et 2 décompteurs
- deux alarmes distinctes
- fonction Snooze : alarme retardée toutes les 5 min
- mémorisation de la dernière programmation pour chaque canal
- affichage du temps de dépassement
- fixations : béquille, pince et dos magnétique

- construction robuste : boîtier métal, façade en aluminium résistant aux attaques acides
- livré avec 1 pile

Compteur-décompt	24 heures
résolution	1 seconde
horloge / réveil	24 heures
écran LCD	43 x 20 mm
chiffres	hauteur 15 mm
dimensions	67 x 20 x 55 mm / 80 g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompt.	CMX23
Piles, les 2	PILB07



Compteur décompteur

100 min



- léger et compact
- fixation : pince ou aimant
- programmation directe à l'aide des touches "M" (minutes) et "S" (secondes)
- alarme sonore de fin de décompte : durée 30 secondes
- mémoire de la dernière programmation
- livré avec 1 pile

Compteur-décompt	99 min 59 s
résolution	1 seconde
écran LCD	18 x 9 mm
chiffres	hauteur 7 mm
dimensions	57 x 12 x 40 mm / 30 g
alimentation	1 pile SR41
Compteur-décompt.	CMX14
Pile, l'unité	PILB08

Compteur décompteur porte-clé

20 h




- alarmes : 4 bips sonores 10 minutes avant la fin du décompte et 8 bips sonores 50 secondes avant la fin du décompte, alarme d'une minute en fin de décompte
- fixation par un mousqueton
- livré avec 1 pile

Compteur-décompt	19 h 59 min
résolution	1 min
horloge	24 heures
écran LCD	18 x 9 mm
chiffres	hauteur 7 mm
dimensions	80 x 38 x 20 mm / 40 g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompt.	CMP22
Piles, les 2	PILB07

Compteur-décompteur 2 canaux - 2 lignes d'affichage

100 h



- affichage du dépassement de temps à échéance
- 1 alarme sonore par canal, durée 1 minute
- volume réglable : 0 - silencieux / 1 - normal / 2 - puissant
- avertisseurs lumineux :
vert (actif) / rouge (échu)
- fixation : béquille, pince, dos magnétique
- livré avec 2 piles

Compteur-décompt	100 h
résolution	1 seconde
écran LCD	60 x 42 mm
chiffres	hauteur 17 mm
dimensions	76 x 20 x h90 mm / 85 g
alimentation	2 piles LR03
Compteur-décompt.	CMX77
Piles, les 10	PILA01