

Cryoboîtes -196°C polycarbonate base / grille / couvercle

81

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent

- couvercle avec grille numérotée
- orifices d'aération sur le couvercle et orifices de vidange au fond de la boîte
- lot de 4 couleurs : rouge, jaune, bleu, vert

| capacité | dimensions boîte | assortiment | Prix HT |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------|
| 81 x tubes 0,5 à 2 ml | 132 x 132 x h53 mm | BL1021 | les 4 |

Cryoboîtes -196°C polycarbonate picots moulés dans la base

100

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base/grille de couleur et couvercle transparent

- grille numérotée
- orifices d'aération sur le couvercle
- orifices de vidange au fond de la boîte
- empilables
- autoclavables
- lot de 4 couleurs : rouge, jaune, bleu, vert

| capacité | dimensions boîte | assortiment | Prix HT |
|------------------------|----------------------|-------------|---------|
| 100 x tubes 0,5 à 2 ml | 132 x 132 x h53,5 mm | BL1030 | les 4 |

Racks de rangement horizontal



racks livrés
sans boîte

- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.
- poignée en acier inox

| dimensions (lxpxh) | capacité max. | référence | Prix HT |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------|
| pour boîtes hauteur 50 mm | | | |
| 139 x 414 x 224 mm | 12 | BP3534 | |
| 139 x 549 x 224 mm | 16 | BP3544 | |
| 139 x 549 x 279 mm | 20 | BP3545 | |
| pour boîtes hauteur 75 mm | | | |
| 139 x 414 x 164 mm | 6 | BP3741 | |
| 139 x 549 x 164 mm | 8 | BP3742 | |
| 139 x 549 x 224 mm | 12 | BP3743 | |
| pour boîtes hauteur 100 mm | | | |
| 139 x 414 x 214 mm | 6 | BP3943 | |
| 139 x 549 x 214 mm | 8 | BP3944 | |