

Gants cryogéniques -196°C en cuir

Cat. III



- longueur totale 38 cm
- résistent à des températures -200°C à +150°C
- imperméables
- en cuir à grain, épaisseur 0,9 mm
- doublure intérieure en molleton de polyester multicouche (240 g/m²)
- fermeture et réglage à l'aide de Velcro®
- pour travaux en présence d'azote liquide et d'autres gaz cryogéniques



taille	référence	Prix HT
8	CK1230 la paire	
9	CK1231 la paire	
10	CK1232 la paire	
11	CK1233 la paire	

Gants cryogéniques -196°C en cuir, usage intensif

Cat. III



- longueur totale 38 cm
- résistent à des températures -200°C à +150°C
- imperméables
- en croûte de cuir flexible, d'épaisseur 1,2 mm
- doublure intérieure en molleton de polyester multicouche (240 g/m²)
- pour travaux en présence d'azote liquide et d'autres gaz cryogéniques





taille	référence	Prix HT
10	CK1210 la paire	
11	CK1211 la paire	

Gants cryogéniques -196°C tissu composite

Cat. III



- longueur 40 cm ou 55 cm
- résistent à des T°C de -200°C à +150°C
- imperméables
- en tissu composite élastique de couleur bleue
- doublure en molleton de polyester multicouche (240 g/m²)
- pour travaux en présence d'azote liquide et d'autres gaz cryogéniques



taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	longueur 40 cm		longueur 55 cm	
7	la paire	CK1220		
8	la paire	CK1221	CK1226	
9	la paire	CK1222	CK1227	
10	la paire	CK1223	CK1228	
11	la paire	CK1224	CK1229	

Gants cryogéniques -196°C jusqu'à 65 cm

Cat. III



- 4 longueurs : 38 cm, 45 cm, 55 cm ou 65 cm
- résistent à des températures -196°C à +150°C (240 g/m²)
- imperméables à l'eau
- en tissu composite avec membrane polyuréthane de couleur bleue
- doublure en molleton de polyester
- serrage et réglage par auto-agrippant, 15 cm
- pour travaux en présence d'azote liquide et d'autres gaz cryogéniques
- livrés par paire



taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	longueur 38 cm		longueur 45 cm		longueur 55 cm		longueur 65 cm	
7	CK1240		CK1250		-		-	
8	CK1241		CK1251		CK1261		CK1271	
9	CK1242		CK1252		CK1262		CK1272	
10	CK1243		CK1253		CK1263		CK1273	
11	CK1244		CK1254		CK1264		CK1274	

Gants cryogéniques -190°C utilisables avec azote liquide en phase vapeur

Cat. III



- pour atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide, etc.) et de congélation (congélateur, chambre froide, etc.)
- grande liberté de mouvement
- résistent à l'eau condensée sur les surfaces froides
- trois longueurs : mi-bras (37 cm), coude (50 cm) et épaule (60 cm), modèles avec poignet élastique
- couche externe en polyamide tissé bleu revêtue d'un film imperméable
- couche médiane en microfibre polyoléfine/polyester
- couche intérieure en coton
- attache à l'intérieur de la manchette
- livrés par paire



taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	longueur 37 cm		longueur 37 cm, élastiques [1]		longueur 50 cm		longueur 60 cm	
S	BP1350		BP1351		BP1550		BP1650	
M	BP1360		BP1361		BP1560		BP1660	
L	BP1380		BP1381		BP1580		BP1680	
XL	BP1390		BP1391		BP1590		BP1690	