



- racks livrés sans boîtes
- pour tout type de boîtes cryogéniques
- pour tout type de congélateurs ultra-basse température

Racks de rangement à tiroirs accès par le dessus



- en acier inoxydable
- tiroirs coulissants
- 4 boîtes / tiroir
- accès aux boîtes par le dessus
- poignées filantes
- étiquettes colorées sur chaque tiroir

1

capacité	tiroirs	dim (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 36 mm (133 x 133 x h36 mm)				
24 boîtes (6 x 4)	6 tiroirs	564 x 141 x h245 mm	BL1150	
pour boîtes hauteur 52 mm (133 x 133 x h52 mm)				
16 boîtes (4 x 4)	4 tiroirs	564 x 141 x h229 mm	BL1160	
20 boîtes (5 x 4)	5 tiroirs	584 x 141 x h285 mm	BL1161	1
24 boîtes (6 x 4)	6 tiroirs	564 x 141 x h341 mm	BL1162	

Racks de rangement à tiroirs accès latéral




- en acier inoxydable
- tiroirs coulissants avec poignée
- capacité 3 ou 4 boîtes / tiroir
- accès aux boîtes par le côté
- étiquettes colorées sur chaque tiroir
- pour boîtes 133 x 133 x h52 mm

1

capacité	tiroirs	dim (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 52 mm (133 x 133 x h52 mm)				
12 boîtes (4 x 3)	4 tiroirs	420 x 140 x h240 mm	BL1164	
15 boîtes (5 x 3)	5 tiroirs	420 x 140 x h300 mm	BL1165	
16 boîtes (4 x 4)	4 tiroirs	560 x 140 x h240 mm	BL1174	
20 boîtes (5 x 4)	5 tiroirs	560 x 140 x h300 mm	BL1175	1

Racks de rangement horizontaux



- en acier inoxydable
- pour boîtes hauteur 36 ou 52 mm
- 3 à 5 boîtes par niveau
- poignée et étiquette d'identification

1

capacité	niveaux	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
pour boîtes hauteur 36 mm (133 x 133 x h36 mm)				
18 boîtes (6 x 3)	6 niveaux	137 x 560 x h244 mm	BL1200	
20 boîtes (5 x 4)	5 niveaux	137 x 560 x h204 mm	BL1201	
21 boîtes (7 x 3)	7 niveaux	137 x 560 x h284 mm	BL1202	
24 boîtes (6 x 4)	6 niveaux	137 x 560 x h244 mm	BL1203	
28 boîtes (7 x 4)	7 niveaux	137 x 560 x h284 mm	BL1204	
32 boîtes (8 x 4)	8 niveaux	137 x 560 x h315 mm	BL1205	
pour boîtes hauteur 52 mm (133 x 133 x h52 mm)				
12 boîtes (4 x 3)	4 niveaux	137 x 422 x h229 mm	BL1206	
15 boîtes (5 x 3)	5 niveaux	137 x 422 x h284 mm	BL1207	
16 boîtes (4 x 4)	4 niveaux	137 x 560 x h229 mm	BL1208	
20 boîtes (5 x 4)	5 niveaux	137 x 560 x h284 mm	BL1209	1
24 boîtes (6 x 4)	6 niveaux	137 x 560 x h339 mm	BL1210	
30 boîtes (6 x 5)	6 niveaux	137 x 700 x h339 mm	BL1211	

Racks pour rangement horizontal à tiroirs extractibles



- en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- tiroirs extractibles pour faciliter la manipulation des boîtes cryogéniques

capacité	dim. (lxpxh)	réf	Prix HT
pour boîtes hauteur 75 mm			
6 (2x3)	140x420x162	BP24262	
8 (2x4)	140x558x162	BP24272	
9 (3x3)	140x420x242	BP24264	
10 (2x5)	140x696x162	BP24284	
12 (3x4)	140x558x240	BP24274	
12 (4x3)	140x420x324	BP24266	
15 (3x5)	140x696x243	BP24286	
16 (4x4)	140x558x324	BP24276	
20 (4x5)	140x696x324	BP24288	
20 (5x4)	140x558x405	BP24278	
pour boîtes hauteur 100 mm			
6 (2x3)	140x420x212	BP24294	
8 (2x4)	140x558x212	BP24302	
9 (3x3)	140x420x318	BP24296	
10 (2x5)	140x696x212	BP24310	
12 (3x4)	140x558x318	BP24304	
15 (3x5)	140x696x318	BP24312	
pour boîtes hauteur 50 mm			
9 (3x3)	140x120x170	BP24220	
12 (3x4)	140x558x170	BP24230	
12 (4x3)	140x120x228	BP24222	
15 (3x5)	140x696x170	BP24250	
15 (5x3)	140x120x285	BP24224	
16 (4x4)	140x558x228	BP24232	
20 (4x5)	140x696x228	BP24252	
20 (5x4)	140x558x285	BP24234	
24 (6x4)	140x558x340	BP24236	
25 (5x5)	140x696x285	BP24254	
28 (7x4)	140x558x398	BP24238	
30 (6x5)	140x696x340	BP24256	