


Cryoboîtes LMR® -90°C carton hydrophobe

9 25 49 64 81 100
tubes 0,2 à 50 ml

► imperméables à l'eau

1- Boîtes complètes en carton rigide, avec séparateur pré-monté prêtes à l'emploi

2- Boîtes en carton rigide et séparateurs au choix



- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- avec séparateur inclus pré-monté

- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- à compléter par séparateur au choix

capacité	dim. boîte	hauteur	référence	Prix HT
1- boîtes complètes avec séparateur pré-monté				
100 x microtubes 0,2 ml	130x130mm	h35 mm	BP1901	
100 x microtubes 0,5 ml	130x130mm	h35 mm	BP1902	
81 x micro/cryotubes 1,2 à 2,0 ml	130x130mm	h50 mm	BP1935	
81 x cryotubes 3 / 4 ml	130x130mm	h75 mm	BP1938	
81 x cryotubes 5 ml	130x130mm	h90 mm	BP1939	
25 x tubes Falcon® 15 ml (Ø 17 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1955	
9 x tubes Falcon® 50 ml (Ø 30 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1956	
2- boîtes et séparateurs au choix				
boîte sans séparateur hauteur 50 mm	130x130mm	h50 mm	BP1001	
boîte sans séparateur hauteur 75 mm	130x130mm	h75 mm	BP1002	
boîte sans séparateur hauteur 95 mm	130x130mm	h90 mm	BP1003	
séparateur 49 divisions 16 x 16 mm	les séparateurs conviennent pour toutes les boîtes haut. 50, 75 ou 95 mm		BP1010	
séparateur 64 divisions 14 x 14 mm		BP1011		
séparateur 81 divisions 13 x 13 mm		BP1012		
séparateur 100 divisions 12 x 12 mm		BP1013		

Cryoboîtes -86°C carton, à séparateur

81
tubes 1,5 / 2 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés

- séparateurs 9 x 9 en polypropylène très résistant
- lot de 5 couleurs : orange, jaune, bleu, vert et blanc

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
81 x tubes 1,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	●●●●○	les 5

Cryoboîtes -86°C carton, à picots

100
tubes 0,5 à 2 ml

- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- 10 x 10 picots séparateurs en ABS très résistant
- lot de 5 boîtes couleurs : orange, jaune, bleu, vert et blanc



capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 ml	133 x 133 x h36 mm	●●●●○	les 5
100 x tubes 1,5 et 2 ml	133 x 133 x h52 mm	●●●●○	les 5