

Cryoboîtes -196°C polycarbonate base / grille / couvercle

81

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle avec grille numérotée


- orifices d'aération sur le couvercle et orifices de vidange au fond de la boîte
- lot de 4 couleurs : rouge, jaune, bleu, vert

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
81 x tubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h53 mm	● ● ● ●	les 4

Cryoboîtes -196°C polycarbonate picots moulés dans la base

100

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -196°C à +121°C
- stockage en congélateur ou azote liquide
- autoclavables
- résistantes aux produits chimiques, alcools et solvants organiques
- base/grille de couleur et couvercle transparent
- grille à picots numérotés

- orifices d'aération sur le couvercle
- orifices de vidange au fond de la boîte
- empilables
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et blanc

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	132 x 132 x h53 mm	● ● ● ● ●	les 5

Cryoboîtes -196°C CryoStore™ polycarbonate base / grille / couvercle

25 42 81
tubes 1 à 10 ml

Simport

- autoclavables à +120°C
- températures -196°C à +121°C
- base blanche, grille de couleur, couvercle transparent
- couvercle et base conçus pour éviter tout mauvais alignement
- emplacements numérotés sur le couvercle
- empilables
- orifices de vidange au fond de la base
- surface de marquage
- certifiées exemptes RNase, DNase, ADN et apyrogènes



pour tubes	capacité	dimensions	couleur				Prix HT
			bleu	vert	rouge	jaune	
microtubes 1 à 2 ml	25	76 x 76 x h52 mm	●	●	●	●	les 8
	81	133 x 133 x h52 mm	●	●	●	●	les 4
microtubes 3 à 4 ml	81	133 x 133 x h81 mm	●	●	●	●	les 3
microtubes 3 à 5 ml	81	133 x 133 x h95 mm	●	●	●	●	les 5
tubes 10 ml	42	133 x 133 x h95 mm	●	●	●	●	les 5