


Cryoboîtes -190°C polycarbonate base / grille / couvercle

81 100
tubes 1,2 à 5 ml

- autoclavables
- température : -190°C à +121°C
- couvercle transparent avec grille numérotée
- empilables
- séparateurs numérotés, coloris au choix (jaune, rouge ou vert)
- livrées avec extracteur de tube



référence	puits	Jaune	Rouge	Vert	Prix HT
tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml	81 puits	AX1801	AX1802	AX1803	
tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml	100 puits	AX1811	AX1812	AX1813	
tubes cryogéniques 3, 4 et 5 ml	81 puits	AX1821	-	-	

Congélateurs -86°C



Cryoboîtes -196°C CryoStore™ polycarbonate avec picots

100
tubes 1 à 2 ml

Simport

- dim. 133 x 133 x h52 mm
- températures -196°C à +121°C
- pour 100 cryotubes de 1 à 2 ml
- autoclavables
- empilables
- couvercle transparent numéroté
- orifices de vidange et d'aération
- surface de marquage
- livrées avec un extracteur de tubes




coloris	dim. boîte	haut.	référence	Prix HT
Bleues	133 x 133 mm	h52 mm	DS2351 les 4	
Vertes	133 x 133 mm	h52 mm	DS2352 les 4	
Rouges	133 x 133 mm	h52 mm	DS2353 les 4	
Jaunes	133 x 133 mm	h52 mm	DS2354 les 4	

Cryoboîtes -196°C Micrewtube® polycarbonate avec picots

100
tubes 0,5 à 2 ml

Simport

- pour microtubes de 0,5 à 2 ml (sauf 1,5 ml à fond conique)
- gamme de température de -196°C à +121°C
- autoclavables
- cales sur la base pour l'alignement et la stabilité du couvercle
- couvercle transparent avec quadrillage numéroté de 1 à 100
- possibilité de marquage sur le couvercle



coloris	dim. boîte	haut.	référence	Prix HT
Bleues	133 x 133 mm	h52 mm	DS2101 les 4	
Vertes	133 x 133 mm	h52 mm	DS2102 les 4	
Rouges	133 x 133 mm	h52 mm	DS2103 les 4	
Jaunes	133 x 133 mm	h52 mm	DS2104 les 4	