


Cryoboîtes 130 x 130 mm -90°C polypropylène, couvercle translucide

10 25 81 100 196
tubes 0,2 à 15 ml

Pour microtubes et pour tubes
à centrifuger compatibles
avec tout rack de congélateur

- autoclavables
- température : -90°C à +121°C
- imperméables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte



| capacité | dim. boîte | haut. boîte | naturel | bleu | vert | rouge | jaune | Prix HT |
|--|--------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 196 x microtubes 0,2 ml | 130 x 130 mm | h30 mm | BP2001 | BP2011 | BP2021 | BP2031 | BP2041 | |
| 100 x microtubes 0,5 ml | 130 x 130 mm | h35 mm | BP2101 | BP2111 | BP2121 | BP2131 | BP2141 | |
| 81 x microtubes 1,5 / 2 ml (Ø 12,5 mm) | 130 x 130 mm | h50 mm | BP2501 | BP2511 | BP2521 | BP2531 | BP2541 | |
| 81 x cryotubes 3 / 4 ml | 130 x 130 mm | h75 mm | BP2201 | BP2211 | BP2221 | BP2231 | BP2241 | |
| 81 x cryotubes 5 ml | 130 x 130 mm | h90 mm | BP2301 | BP2311 | BP2321 | BP2331 | BP2341 | |
| 25 x Falcon® 15 ml Ø 17 mm | 130 x 130 mm | h125 mm | BP3051 | BP3061 | BP3071 | BP3081 | BP3091 | |
| 10 x Falcon® 50 ml Ø 30 mm + 2 x Falcon® 15 ml Ø 17 mm | 130 x 130 mm | h125 mm | BP3151 | BP3161 | BP3171 | BP3181 | BP3191 | |

Cryoboîtes -90°C polypropylène couvercle à charnières

50 100
tubes 1,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- autoclavables
- graduations alphanumériques sur 2 colonnes, grille de repérage sur le couvercle
- livrés par 5, coloris naturel ou 5 couleurs assorties

| capacité | dimensions boîte | naturel | assortiment | Prix HT |
|------------------------|--------------------|---------|-------------|---------|
| 50 x tubes 1,5 / 2 ml | 144 x 80 x h55 mm | WH1001 | WH1002 | les 5 |
| 100 x tubes 1,5 / 2 ml | 141 x 155 x h55 mm | WH1011 | WH1012 | les 5 |

Cryoboîtes fluos -90°C polypropylène couvercle à charnières

50 100
tubes 1,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- pour 50 microtubes 1,5 ml / 2 ml et pour 100 cryotubes
- autoclavables
- graduations alphanumériques gravées dans la boîte
- 4 couleurs au choix

| capacité | dim. boîte | naturel | vert | rose | jaune | Prix HT |
|----------------------------|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 50 x microtubes 1,5 / 2 ml | 71x153xh53mm | AX6001 | AX6002 | AX6003 | AX6004 | |
| 100 x cryotubes 1,5 / 2 ml | 140x153xh53mm | AX6010 | AX6011 | AX6012 | AX6013 | |