

## Cryoboîtes -90°C polypropylène couvercle amovible

81

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- résistantes aux alcools et aux solvants organiques
- couvercle amovible avec grille alphanumérique
- orifices de vidange au fond de la boîte et d'aération sur le couvercle
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
81 x tubes 0,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	BL1080	les 5

## Cryoboîtes -90°C polypropylène couvercle articulé

100

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- résistant aux alcools et aux solvants organiques
- couvercle articulé avec grille alphanumérique
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	141 x 153,7 x h54,6 mm	BL1060	les 5

## Cryoboîtes -90°C polypropylène picots séparateurs

100

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- empilables
- orifices de vidange au fond de la boîte et d'aération sur le couvercle
- picots moulés dans la base avec identification numérique
- lot de 5 couleurs : rose, jaune, bleu, vert et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
100 x tubes 0,5 à 2 ml	132 X 132 x h53 mm	BL1070	les 5

## Cryoboîtes -90°C polypropylène 25 microtubes

25

tubes 0,5 à 2 ml



- température : -90°C à +121°C
- résistants aux alcools et aux solvants organiques
- couvercle transparent amovible avec grille alphanumérique
- trous de vidange au fond de la boîte
- trous d'aération sur le couvercle
- lot de 5 boîtes coloris rose, jaune, vert, bleu et naturel

capacité	dimensions boîte	assortiment	Prix HT
25 x tubes 0,5 à 2 ml	75 x 75 x h52 mm	BL1090	les 5