

Tubes cryogéniques CRYOVIAL®

- ▶ jusqu'à -196°C
- ▶ certifiés RNase, DNase, pyrogènes et sans ADN
- ▶ stériles par rayonnement gamma

certification
CE IVD 98/79



pastilles d'identification en polypropylène

coloris	référence	Prix HT
Blanc	DS4110 les 500	
Bleu	DS4111 les 500	
Rouge	DS4112 les 500	
Vert	DS4113 les 500	
Jaune	DS4114 les 500	
Assortis	DS4115 5 x 100	
Brun	DS4116 les 500	
Gris	DS4117 les 500	
Lilas	DS4118 les 500	
Orange	DS4119 les 500	
Violet	DS4120 les 500	
Rose	DS4121 les 500	

Simport



- stockage cryogénique -196°C
- parfaitement transparents
- large zone de marquage
- capuchons et tubes en polypropylène de même coefficient de dilatation, pour une étanchéité parfaite à toutes les températures
- serrage en 1/4 de tour
- possibilité de clipser une rondelle d'identification de couleur
- centrifugeables jusqu'à 17,000g
- autoclavables à +121°C

- résistent à une pression de 95 kPa
- les modèles avec filetage externe sont plus faciles à utiliser avec des gants et comportent moins de risque de contamination croisée
- les modèles avec filetage interne permettent un gain de place dans les cryoboths

capacité	dimensions	filetage externe			filetage interne	
		lèvre d'étanchéité	rondelle silicone	rondelle silicone + lèvre	joint silicone	rondelle silicone
stockage		stockage à court terme	stockage à moyen terme	stockage à long terme cycles de multi-congélation	stockage à moyen terme	stockage à moyen terme
capuchon						
étanchéité		 bouchon avec lèvre d'étanchéité interne	 étanchéité assurée par une rondelle de silicone spéciale flacon 10 ml : bouchon PE	 étanchéité assurée par une rondelle de silicone et une longue lèvre supplémentaire	 étanchéité renforcée par un joint en silicone à compresser lors de la fermeture	 étanchéité assurée par une rondelle de silicone entre le capuchon et le tube
tubes AVEC JUPE						
1,2 ml	12,5 x 42 mm	DS3021 les 100	DS3061 les 100	DS3051 les 100	DS3031 les 100	DS3041 les 100
2 ml	12,5 x 49 mm	DS3022 les 100	DS3062 les 100	DS3052 les 100	DS3032 les 100	DS3042 les 100
3 ml	12,5 x 71 mm	DS3023 les 100	DS3063 les 100	DS3053 les 100	-	-
4 ml	12,5 x 77 mm	DS3024 les 100	DS3064 les 100	DS3054 les 100	DS3034 les 100	DS3044 les 100
5 ml	12,5 x 91 mm	DS3025 les 100	DS3065 les 100	DS3055 les 100	-	-
10 ml	17 x 84 mm	-	DS3066 les 100	-	-	-
tubes SANS JUPE						
2 ml	12,5 x 48 mm	DS3026 les 100	DS3067 les 100	DS3057 les 100	DS3037 les 100	DS3047 les 100
4 ml	12,5 x 70 mm	-	-	-	DS3038 les 100	DS3048 les 100
5 ml	12,5 x 90 mm	-	-	-	DS3039 les 100	DS3049 les 100