

Bac à glace économique 10 litres

Ultra-léger

- bac isotherme avec couvercle pour glace ou glace carbonique en polystyrène expansé
- bac interne amovible étanche avec couche de polystyrène rigide extérieure
- dimensions : 300 x 300 x h275 mm

référence

Prix HT

SJ2016 Bac à glace 10 litres



Bacs à glace et portoirs



- **bec verseur** intégré pour vider le trop-plein
- **excellente isolation** : construction en mousse de polymère expansé, texture antidérapante
- gamme de température de -196 à +100°C
- **empilables** même avec le couvercle

- **incassable**, ne rouille pas, inerte à l'acétone, l'azote liquide et au sel, n'absorbe pas l'humidité ni les odeurs
- **4 coloris au choix** : bleu, noir, rouge, vert
- repère de remplissage à l'intérieur du bac
- livrés avec couvercle
- **portoir flottant** sur l'eau, l'azote liquide, etc.

capacité	dim. avec couvercle	portoirs	bleu	noir	rouge	vert	Prix HT
● ● ● ●							
bacs à glace ronds							
2,5 litres	Ø 268 x h 179 mm	1 rond	TB1194	TB1195	TB1196	TB1197	
4 litres	Ø 268 x h 227 mm	1 rond	TB1294	TB1295	TB1296	TB1297	
bacs à glace rectangulaires							
1 litre	183 x 183 x h135 mm	-	TB1394	TB1395	TB1396	TB1397	
4 litres	304 x 229 x h218 mm	1 rectangulaire	TB1494	TB1495	TB1496	TB1497	
9 litres	420 x 303 x h217 mm	3 rectangulaires	TB1594	TB1595	TB1596	TB1597	
portoirs flottants ronds							
44 x 1,5 ml	Ø 21 mm ép. 10,0 mm	-	-	TB1695	-	TB1697	
30 x 15 ml	Ø 21 mm ép. 15,8 mm	-	TB1794	TB1795	TB1796	-	
portoirs flottants rectangulaires							
36 x 1,5 ml	235 x 108 x ép. 10,0 mm	-	TB1894	TB1895	-	-	
24 x 15 ml	235 x 108 x ép. 15,8 mm	-	TB1994	TB1995	TB1996	-	

Bac à glace rond 4 litres



- **en polyuréthane moulé monobloc**
- température : -196 à +240°C
- couvercle s'adaptant parfaitement au bac : évaporation réduite au minimum
- couleur noire
- poignées sur le côté
- livré avec couvercle
- empilable
- dimensions : Ø234 x h181 mm



référence

Prix HT

WH2874 Bac à glace 4 litres empilable avec couvercle