

Dewar cylindriques



capacité	dim. int.	dim. ext.	durée évap. (azote liquide)	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				SANS poignée	AVEC poignée	couvercle			
100 ml	Ø40 x h90 mm	Ø63 x h135 mm	7 h 0,30 l/h	WK1000		-		WK2000	
200 ml	Ø40 x h170 mm	Ø63 x h215 mm	1 h 0,20 l/h	WK1001		WK1101		WK2001	
300 ml	Ø47 x h190 mm	Ø72 x h240 mm	31 h 0,20 l/h	WK1002		WK1102		WK2002	
450 ml	Ø47 x h270 mm	Ø72 x h310 mm	46 h 0,25 l/h	WK1003		WK1103		WK2003	
500 ml	Ø57 x h210 mm	Ø81 x h260 mm	30 h 0,35 l/h	WK1004		WK1104		WK2004	
750 ml	Ø57 x h310 mm	Ø81 x h370 mm	59 h 0,30 l/h	WK1005		WK1105		WK2005	
800 ml	Ø67 x h240 mm	Ø90 x h295 mm	54 h 0,35 l/h	WK1006		WK1106		WK2006	
1000 ml	Ø77 x h235 mm	Ø105 x h290 mm	60 h 0,35 l/h	WK1007		WK1107		WK2007	
1200 ml	Ø67 x h350 mm	Ø90 x h395 mm	98 h 0,30 l/h	WK1008		WK1108		WK2008	
1250 ml	Ø57 x h500 mm	Ø81 x h550 mm	118 h 0,25 l/h	WK1009		-		WK2009	
1500 ml	Ø100 x h240 mm	Ø130 x h300 mm	49 h 0,70 l/h	WK1010		WK1110		WK2010	
1500 ml	Ø90 x h245 mm	Ø124 x h300 mm	53 h 0,50 l/h	WK1011		WK1111		WK2011	
1500 ml	Ø77 x h345 mm	Ø105 x h395 mm	80 h 0,40 l/h	WK1012		WK1112		WK2012	
1700 ml	Ø67 x h500 mm	Ø90 x h560 mm	136 h 0,30 l/h	WK1013		-		WK2013	
2000 ml	Ø100 x h290 mm	Ø130 x h345 mm	77 h 0,60 l/h	WK1014		WK1114		WK2014	
2000 ml	Ø90 x h340 mm	Ø124 x h390 mm	90 h 0,50 l/h	WK1015		WK1115		WK2015	
2100 ml	Ø77 x h500 mm	Ø105 x h550 mm	130 h 0,40 l/h	WK1016		-		WK2016	
2500 ml	Ø100 x h290 mm	Ø140 x h345 mm	74 h 0,70 l/h	WK1017		WK1117		WK2017	
3000 ml	Ø138 x h230 mm	Ø165 x h280 mm	55 h 1,20 l/h	WK1018		WK1118		WK2018	
3200 ml	Ø90 x h600 mm	Ø124 x h665 mm	193 h 0,45 l/h	WK1019		-		WK2019	
4000 ml	Ø138 x h310 mm	Ø165 x h375 mm	92 h 1,00 l/h	WK1020		WK1120		WK2020	
4000 ml	Ø100 x h600 mm	Ø130 x h660 mm	156 h 0,65 l/h	WK1021		-		WK2021	
8000 ml	Ø138 x h600 mm	Ø165 x h660 mm	220 h 0,90 l/h	WK1023		WK1123		WK2023	

Dewar cylindriques en acier inox



- avec poignée
- couvercle isolant sur demande

capacité	dim. intérieures	dim. extérieures	pois	durée	taux d'évap.	référence	Prix HT
500 ml	Ø 65 x 180 mm	Ø 87 x 203 mm	0,6 kg	12 h	1,0 l/j	WK1200	
1000 ml	Ø 86 x 206 mm	Ø 107 x 231 mm	0,9 kg	21 h	0,9 l/j	WK1201	
1000 ml	Ø 100 x 157 mm	Ø 122 x 177 mm	0,7 kg	15 h	1,6 l/j	WK1202	
2000 ml	Ø 100 x 285 mm	Ø 122 x 312 mm	1,3 kg	42 h	1,1 l/j	WK1203	
3000 ml	Ø 185 x 160 mm	Ø 200 x 190 mm	1,5 kg	22 h	3,1 l/j	WK1204	
4000 ml	Ø 185 x 270 mm	Ø 200 x 300 mm	2,2 kg	49 h	2,9 l/j	WK1205	

Dewar à large ouverture

Récipients forme coupelle, enveloppe aluminium pour ballons à fond rond, etc.
(couvercles isolants sur demande)



capacité	dim. intérieures	dim. extérieures	pois	ballon : dim. capacité		référence	Prix HT
80 ml	Ø67 x h40 mm	Ø90 x h75 mm	0,2 kg	Ø51 mm	50 ml	WK1300	
120 ml	Ø77 x h50 mm	Ø110 x h90 mm	0,2 kg	Ø 64 mm	100 ml	WK1301	
260 ml	Ø100 x h65 mm	Ø130 x h110 mm	0,4 kg	Ø 85 mm	250 ml	WK1302	
400 ml	Ø110 x h70 mm	Ø138 x h115 mm	0,5 kg	Ø 85 mm	250 ml	WK1303	
680 ml	Ø138 x h80 mm	Ø170 x h125 mm	0,6 kg	Ø 105 mm	500 ml	WK1304	
1600 ml	Ø170 x h110 mm	Ø215 x h145 mm	1,5 kg	Ø 131 mm	1000 ml	WK1305	
3000 ml	Ø200 x h125 mm	Ø238 x h160 mm	2,1 kg	Ø 185 mm	3000 ml	WK1306	
5800 ml	Ø250 x h150 mm	Ø292 x h195 mm	3,2 kg	Ø 236 mm	6000 ml	WK1307	