

## Nettoyage des instruments en lave-vaisselle

- ▶ lavage alcalin, acide ou neutre
- ▶ très concentrés, stockage optimisé
- ▶ composants biodégradables
- ▶ rinçabilité totale à l'eau, sans trace ni film
- ▶ sécurité d'utilisation : remplacent avantageusement les produits acides et les solvants dangereux
- ▶ non moussants

### lavage alcalin :

- verrerie, instruments de chirurgie, d'anesthésie et biberons
- nettoyage, dégraissage
- élimination des résidus organiques, huiles, graisses, pommades, crèmes, résidus de distillation, résidus biologiques, cultures, sang, albumine, déchets alimentaires, amidon, colorants, etc.

### lavage neutre :

- nettoyage, dégraissage des supports en matériaux sensibles (alu., zinc, etc.)

### lavage acide :

- nettoyage, dégraissage, détartrage et désoxydation
- élimination des résidus et sels inorganiques, incrustations de tartres, dépôts calcaires, rouille, etc.



### Détergents en liquide concentré

type	pH	concentration	référence	Prix HT
<b>gamme LMR</b>				
Alcalin	11,7	0,4%	LD2202	les 5 litres
Alcalin sans phosphate	12,7	0,4%	LD2200	les 5 litres
Fortement alcalin sans phosphate	12,7 ?	0,4%	LD2201	les 5 litres
<b>gamme RBS®</b>				
Alcalin chlore actif	10,4	0,3%	MS2410	les 5 litres
Alcalin sans phosphate	12,4	0,3%	MS2420	les 5 litres
Neutre	9,7	0,5%	MS2430	les 5 litres
Acide phosphorique	3,0	0,3%	MS2440	les 5 litres

### Détergents en poudre concentrée

type	pH	concentration	référence	Prix HT
<b>gamme LMR</b>				
Alcalin	12	1%	LD3200	les 8 kg
Fortement alcalin	14,0	3%	LD3201	les 10 kg
Chloré sans phosphate	10,7	0,3%	MS2203	les 5 kg
<b>gamme RBS®</b>				
Alcalin sans phosphate	10,7	0,3%	MS2460	les 4,5 kg

### Acides neutralisants en liquide concentré

- pré-lavage, neutralisation et rinçage en machine

type	pH	concentration	référence	Prix HT
<b>gamme LMR</b>				
Acide organique			LD4201	les 5 litres
Acide phosphorique			LD4200	les 5 litres
<b>gamme RBS®</b>				
Acide organique	2,9	0,2%	MS2470	les 5 litres
Acide phosphorique	2,2	0,2%	MS2480	les 5 litres

### Sel régénérant



type	référence	Prix HT
<b>gamme RBS®</b>		
Sel régénérant	MS2490	