

Dessiccateurs en verre borosilicaté 3.3



Norme ISO 13130



- rodage plan
- en verre boro-silicaté
- couvercle avec bouchon à vis
- disques en porcelaine en option

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 100 x 187 mm	GW1731	
Ø 150 x 252 mm	GW1732	
Ø 200 x 309 mm	GW1733	
Ø 250 x 357 mm	GW1734	
Ø 300 x 433 mm	GW1735	



Norme ISO 13130



- rodage plan
- sans raccord
- couvercle à bouton
- disques en porcelaine en option

capacité	Ø ext.	dim. Ø int. x h	référence	Prix HT
700 ml	153 mm	Ø 119 x 187 mm	GW2913	
2 400 ml	215 mm	Ø 172 x 252 mm	GW2914	
5 800 ml	270 mm	Ø 224 x 309 mm	GW2915	
10 500 ml	320 mm	Ø 274 x 357 mm	GW2916	
18 500 ml	380 mm	Ø 332 x 433 mm	GW2917	



Norme ISO 13130



- brides en verre rodé
- livrés complets, avec couvercle et base
- plaque métallique en option

dim. (Ø x h*)	Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 170 x 85 mm	150 mm	SW4601	
Ø 220 x 120 mm	200 mm	SW4611	

* hauteur de la plaque au couvercle

Dessiccateurs sous vide en verre borosilicaté 3.3



Norme ISO 13130



- couvercle avec robinet RN 24/29
- disques en porcelaine en option

dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø 100 x 174 mm	GW1741	
Ø 150 x 239 mm	GW1742	
Ø 200 x 296 mm	GW1743	
Ø 250 x 344 mm	GW1744	
Ø 300 x 420 mm	GW1745	



Norme ISO 13130



- couvercle avec robinet RN 24/29
- disques en porcelaine en option

capacité	Ø ext.	dim. Ø int. x h	référence	Prix HT
700 ml	153 mm	Ø 119 x 187 mm	GW2903	
2 400 ml	215 mm	Ø 172 x 252 mm	GW2904	
5 800 ml	270 mm	Ø 224 x 309 mm	GW2905	
10 500 ml	320 mm	Ø 274 x 357 mm	GW2906	
18 500 ml	380 mm	Ø 332 x 433 mm	GW2907	



Norme ISO 13130



- couvercle avec rodage femelle 24/29 pour robinet
- robinet PTFE et verre
- rodage plan permettant une excellente tenue au vide
- livrés complets, avec couvercle, base et robinet
- plaque métallique en option

dim. (Ø x h*)	Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 170 x 85 mm	150 mm	SW4701	
Ø 220 x 120 mm	200 mm	SW4711	

* hauteur de la plaque au couvercle

Disques en porcelaine



Norme DIN 12911



Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 90 mm	GW1751	
Ø 140 mm	GW1752	
Ø 190 mm	GW1753	
Ø 241 mm	GW1754	
Ø 280 mm	GW1755	

Disques en porcelaine




Norme DIN 12911



Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 90 mm	GW2908	
Ø 140 mm	GW2909	
Ø 190 mm	GW2910	
Ø 235 mm	GW2911	
Ø 280 mm	GW2912	

Disques métalliques



Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 150 mm	SW4604	
Ø 200 mm	SW4614	

couvercles, bases et robinet de rechange sur demande



Base et couvercle de rechange sur demande