

Dessiccateurs en polycarbonate


6,2 litres

- superposables
- fermeture magnétique
- résistance à la température: -35°C à + 70°C
- modèles avec poignée (non superposables)
- modèles avec étagères en acrylique à hauteur réglable
- modèles avec parois ambrées : réduction de l'incidence de la lumière et protection contre les rayon UV

- modèles avec parois opaques : parois à surface réfléchissantes, opacité totale aux rayons UV
- livrés avec dessiccant



1 + 1



2



3



4



5

Modèle	sans étagère	2 étagères + 1 hygromètre
dim. intérieures (l x p x h)	212 x 180 x h162 mm	212 x 180 x h162 mm
dim. extérieures	221 x 214 x h183 mm	221 x 214 x h183 mm
Dessiccateurs fermeture magnétique		
Dessiccateurs transparents	DES1850 1	DES1851
Dessiccateurs transparents avec poignée	DES1854 3	DES1855
Dessiccateurs ambrés	DES1856	DES1857 4
Dessiccateurs opaques	DES1858	DES1859 5
Dessiccateurs AVEC serrure		
Dessiccateurs transparents	DES1852	DES1853 2

Dessiccateurs manuels en valise de transport en copolyester

21 litres



- construction brevetée anti-moisissure, anti-poussière, protège les produits hygroscopiques et anhydres
- paroi transparente en copolyester, traité anti-UV (99% bloqué)
- joints EPDM et fermeture par 2 loquets
- hygromètre de contrôle intégré
- paroi et étagères résistantes aux produits chimiques
- hauteur des étagères réglable
- poignée de transport sur le dessus

dessiccateur	21 litres
dim. intérieures (l x p x h)	120 x 350 x h300 mm
dim. extérieures	210 x 410 x h370 mm
étagères	2
Dessiccateur transparents	DES009
Dessiccateur bleus	DES010 2

Dessiccateurs manuels en copolyester

21 litres

33 litres

45 litres

56 litres

- construction brevetée anti-moisissure, anti-poussière, protège les produits hygroscopiques et anhydres
- paroi transparente en copolyester, traité anti-UV (99% bloqué)
- joints EPDM et fermeture par 2 loquets
- hygromètre de contrôle intégré
- paroi et étagères résistantes aux produits chimiques
- hauteur des étagères réglable
- poignée latérale pour faciliter son déplacements



1



2

dessiccateur	horizontal 21 litres	horizontal 33 litres	vertical 45 litres	horizontal 56 litres	vertical 56 litres
dim. intérieures (l x p x h)	300 x 350 x h120 mm	300 x 350 x h210 mm	300 x 350 x h320 mm	450 x 350 x h300 mm	300 x 350 x h450 mm
dim. extérieures	340 x 410 x h210 mm	340 x 410 x h310 mm	340 x 410 x h410 mm	520 x 410 x h340 mm	340 x 410 x h520 mm
étagères	1 étagère	2 étagères	2 étagères	3 étagères	3 étagères
superposables	3 niveaux	3 niveaux	3 niveaux	-	2 niveaux
Dessiccateurs manuels transparents	DES004 1	DES006	DES001	DES007	DES002
Dessiccateurs manuels bleus	DES005	-	-	DES008	DES003 2