

Dessiccateurs en verre borosilicaté 3.3

51 litres 2x156 litres

jusqu'à +150°C

- châssis et glissières en aluminium anodisé
- parois en verre borosilicaté 3.3
- fermeture magnétique
- résistance à la température : -70°C à +150°C
- thermohygromètre à affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- étagères amovibles, hauteur réglable avec trous
- livrés complets avec thermohygromètre, étagères, dessiccant et plateau pour dessiccant
- modèle à deux compartiments livré avec 1 porte, 1 thermohygromètre, 1 plateau et 1 dessiccant par compartiment



dessiccateurs	51 litres - horizontal	51 litres - vertical	2 x 156 litres
dim. intérieures (l x p x h)	260 x 330 x h480 mm	480 x 330 x h260 mm	2 x (495x540xh500) mm
dim. extérieures / poids	310 x 375 x h525 mm	525 x 375 x h340 mm	560 x 580 x h1150 mm
étagères livrées / max.	2 / 13 étagères	4 / 26 étagères	2 / 17 par compartiment
étagère / charge maximum par étagère	aluminium / 10 kg	acier inox / 30 kg	acier inox / 30 kg
support	4 pieds en caoutchouc	4 pieds en caoutchouc	4 roulettes
poids	7 kg	12 kg	42 kg
Dessiccateurs	DES1913 1	DES1905 2	DES1909 3
étagère supplémentaire	DES1945	DES1950	DES1970

Dessiccateurs en polycarbonate antistatique (ESD)

51 litres 156 litres 2x156 litres 311 litres 6x156 litres

prise de terre

- châssis renforcés en aluminium anodisé
- fermeture magnétique, joints en caoutchouc
- étagères télescopiques amovibles, hauteur réglable, en aluminium (charge max. 10 kg) ou en acier inox (charge max. 30 kg)
- câble de prise de terre déchargeant les charges électrostatiques
- résistance à la température: -20° à +70°C
- thermohygromètre électronique à large affichage numérique, avec mémorisation des valeurs maximales et minimales
- livré complet avec thermohygromètre, étagères et plateau, seul le modèle DES2210 est livré avec dessiccant
- modèles à plusieurs compartiments : livrés avec une porte, un thermohygromètre, un plateau pour dessiccant par compartiment



ESD = Electro Static Discharge
transfert rapide d'énergie, sous forme d'arc électrique d'un corps ou d'un matériel chargé en électricité statique vers un autre corps ou matériel, dont le niveau de charge est différent

dessiccateurs	51 litres	156 litres	2 x 156 litres	311 litres	6 x 156 litres
dim. intérieures (l x p x h)	260 x 330 x h480 mm	495 x 540 x h500 mm	2 x (495 x 540 x h500) mm	495 x 540 x h1030 mm	6 x (490 x 540 x h500) mm
dim. extérieures	310 x 375 x h525 mm	560 x 580 x h560 mm	560 x 580 x h1150 mm	560 x 580 x h1150 mm	1080 x 580 x h1870 mm
étagères livrées/ maximum	4 / 26	2 / 17	2 / 17 par compartiment	4 / 34	2 / 26 par compartiment
matériau étagère	aluminium	acier inox	acier inox	acier inox	acier inox
poids	7 kg	18 kg	34 kg	30 kg	0,9 kg
support	4 pieds en caoutchouc	4 pieds en caoutchouc	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein
empilable	empilable	-	-	-	-
Dessiccateurs antistatiques	DES2210 1	DES2211 2	DES2212 3	DES2213 4	DES2214 5
étagères supplémentaires	DES1940	DES1970	DES1970	DES1970	DES1970