


## Seringues en verre connexion Luer / Luer Lock

- conformes normes EN 46001
- autoclavables à +134°C
- en verre borosilicaté 3.3
- graduations brunes indélébiles
- embout Luer ou Luer Lock (pour le verrouillage de l'aiguille), selon modèle



	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
<b>embout</b>	Luer 1		Luer 2		Luer Lock 3	
<b>connexion</b>	verre		métal		métal	
<b>piston</b>	verre		métal		verre	
<b>volume</b>	1 ml	TD9401	-	-	-	-
	2 ml	TD9402	TD9602	-	TD9802	-
	3 ml	TD9403	-	-	-	-
	5 ml	TD9405	TD9605	-	TD9805	-
	10 ml	TD9410	TD9610	-	TD9810	-
	20 ml	TD9420	TD9620	-	TD9820	-
	30 ml	TD9430	TD9630	-	TD9830	-
50 ml	-	-	-	TD9850	-	

## Seringues en verre connexion Record tip

- autoclavables à +134°C
- piston interchangeable, en acier
- conformes normes EN 46001
- en verre borosilicaté 3.3
- graduations brunes indélébiles



	référence	Prix HT
<b>embout</b>	Luer	
<b>connexion</b>	acier "Record tip"	
<b>piston</b>	acier	
<b>volume</b>	1 ml	TD9902
	2 ml	TD9905
	10 ml	TD9910
	20 ml	TD9920
	30 ml	TD9930

## Seringues en verre connexion Luer / Luer Lock

- embouts adaptés pour tout types d'aiguilles

certification  
DM 93/42/CEE

- conformes à la Directive Européenne 93/42/CEE
- stérilisables à la vapeur
- verre neutre borosilicaté 4.9
- piston avec anneau ambre
- graduations brunes indélébiles
- embout Luer ou Luer Lock (pour le verrouillage de l'aiguille), selon modèle



	référence	Prix HT	référence	Prix HT
<b>embout</b>	Luer 1		Luer Lock 2	
<b>connexion</b>	métal		métal	
<b>piston</b>	verre		verre	
<b>volume</b>	1 ml	TD9501	TD9701	-
	2 ml	TD9502	TD9702	-
	3 ml	TD9503	TD9703	-
	5 ml	TD9505	TD9705	-
	10 ml	TD9510	TD9710	-
	20 ml	TD9520	TD9720	-
	30 ml	TD9530	TD9730	-
	100 ml	-	TD9760	-

## Seringues en acier inox connexion Luer Lock

- en acier inoxydable ANSI316
- excellente résistance à la pression, aux chocs, aux différences de température, aux produits chimiques
- compatible avec tous les pousse-seringues
- entièrement autoclavables, nettoyage facile
- joint d'étanchéité en viton
- numéro de lot pour chaque seringue
- piston interchangeable
- seringue livrée sans aiguille



	référence	Prix HT
<b>embout</b>	Luer Lock	
<b>connexion</b>	acier	
<b>piston</b>	acier	
<b>volume</b>	20 ml	TD9020 1
	50 ml	TD9050
	100 ml	TD9100 2
	200 ml	TD9200