

## Potter-Elvehjem à pilon rond mortier en verre



- pointe de pilon en PTFE
- tige en acier inoxydable : Ø 6,3 mm
- mortier en verre borosilicaté
- unité autoclavable et stérilisable
- entrefer pilon/mortier : 0,1 à 0,15 mm

volume utile	mortier Ø x h	pilon longueur	référence	Prix HT
2 ml	Ø 11 x 45 mm	203 mm	WT2570 les 2	
5 ml	Ø 13 x 66 mm	219 mm	WT2571 les 2	
10 ml	Ø 16 x 74 mm	219 mm	WT2572 les 2	
15 ml	Ø 19 x 84 mm	219 mm	WT2573 les 2	
30 ml	Ø 24 x 118 mm	266 mm	WT2574 les 2	
55 ml	Ø 30 x 130 mm	266 mm	WT2575 les 2	

### Mortiers et pilons de rechange

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	<b>mortier</b>		<b>pilon rond</b>	
2 ml	WT2580 les 2		WT2590 les 2	
5 ml	WT2581 les 2		WT2591 les 2	
10 ml	WT2582 les 2		WT2592 les 2	
15 ml	WT2583 les 2		WT2593 les 2	
30 ml	WT2584 les 2		WT2594 les 2	
55 ml	WT2585 les 2		WT2595 les 2	

## Potter-Elvehjem à pilon rond mortier en verre à couche plastique



- pointe de pilon en PTFE
- tige en acier inoxydable : Ø 6,3 mm
- mortier en verre borosilicaté à couche plastique
- unité autoclavable et stérilisable
- entrefer pilon/mortier : 0,1 à 0,15 mm

volume utile	mortier Ø x h	pilon longueur	référence	Prix HT
2 ml	Ø 11 x 45 mm	203 mm	WT2600 les 2	
5 ml	Ø 13 x 66 mm	219 mm	WT2601 les 2	
10 ml	Ø 16 x 74 mm	219 mm	WT2602 les 2	
15 ml	Ø 19 x 84 mm	219 mm	WT2603 les 2	
30 ml	Ø 24 x 118 mm	266 mm	WT2604 les 2	
55 ml	Ø 30 x 130 mm	266 mm	WT2605 les 2	

### Mortiers et pilons de rechange

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	<b>mortier</b>		<b>pilon rond</b>	
2 ml	WT2610 les 2		WT2590 les 2	
5 ml	WT2611 les 2		WT2591 les 2	
10 ml	WT2612 les 2		WT2592 les 2	
15 ml	WT2613 les 2		WT2593 les 2	
30 ml	WT2614 les 2		WT2594 les 2	
55 ml	WT2615 les 2		WT2595 les 2	

## Potter-Elvehjem à pilon rond strié mortier en verre



- pointe de pilon en PTFE avec stries pour tissus durs ou broyage fin
- tige en acier inoxydable : Ø 6,3 mm
- mortier en verre borosilicaté
- unité autoclavable et stérilisable
- entrefer pilon/mortier : 0,1 à 0,15 mm

volume utile	mortier Ø x h	pilon longueur	référence	Prix HT
2 ml	Ø 11 x 45 mm	203 mm	WT2620 les 2	
5 ml	Ø 13 x 66 mm	219 mm	WT2621 les 2	
10 ml	Ø 16 x 74 mm	219 mm	WT2622 les 2	
15 ml	Ø 19 x 84 mm	219 mm	WT2623 les 2	
30 ml	Ø 24 x 118 mm	266 mm	WT2624 les 2	
55 ml	Ø 30 x 130 mm	266 mm	WT2625 les 2	

### Mortiers et pilons de rechange

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	<b>mortier</b>		<b>pilon rond avec stries</b>	
2 ml	WT2580 les 2		WT2630 les 2	
5 ml	WT2581 les 2		WT2631 les 2	
10 ml	WT2582 les 2		WT2632 les 2	
15 ml	WT2583 les 2		WT2633 les 2	
30 ml	WT2584 les 2		WT2634 les 2	
55 ml	WT2585 les 2		WT2635 les 2	

## Potter à pilon conique en verre



- mortier et pilon en verre dépoli borosilicaté
- unité autoclavable et stérilisable
- entrefer pilon/mortier : 0,1 à 0,15 mm

volume utile	mortier Ø x h	pilon longueur	référence	Prix HT
1 ml	Ø 11 x 49 mm	130 mm	WT2640 l'unité	
3 ml	Ø 11 x 86 mm	220 mm	WT2641 l'unité	
5 ml	Ø 13 x 93 mm	220 mm	WT2642 l'unité	
15 ml	Ø 18 x 114 mm	240 mm	WT2643 l'unité	

### Mortiers et pilons de rechange

capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	<b>mortier</b>		<b>pilon conique</b>	
1 ml	WT2645 les 2		WT2650 les 2	
3 ml	WT2646 les 2		WT2651 les 2	
5 ml	WT2647 les 2		WT2652 les 2	
15 ml	WT2648 les 2		WT2653 les 2	