

Masques d'hygiène 3 plis plats anti-odeurs

Cat. I



- attache par élastiques auriculaires
- ne filtrent pas l'air expiré et ne protègent pas les voies respiratoires
- coloris gris
- vendus en boîtes distributrices de 50

référence	Prix HT
VY1700 masque anti-odeurs 3 plis plats, les 50	

Masques d'hygiène bec de canard anti-odeurs

Cat. I



- attache par élastique
- sans barrette nasale
- ne filtrent pas l'air expiré, ne protègent pas les voies respiratoires
- coloris gris
- vendus en boîtes distributrices de 50 masques en emballage individuel

référence	Prix HT
VY1800 masque anti-odeurs bec de canard, les 50	

Masques médicaux 3 plis usage courant

Cat. II

EN 14683 Type II



évitent les
maladies
nosocomiales

- masques anatomiques nez et visage
- attache par élastiques auriculaires
- évitent la transmission des virus lors des soins médicaux et infirmiers à l'hôpital, à domicile ou en cabinet médical
- filtration de plus de 99% de l'air expiré
- ne protègent pas les voies respiratoires
- vendus en boîtes distributrices de 50

coloris	référence	Prix HT
○	VY1000 les 50	
●	VY1001 les 50	
●	VY1002 les 50	
●	VY1003 les 50	

Masques médicaux 3 plis usage prolongé

Cat. II

EN 14683 Type II



- masques anatomiques nez et visage
- attache par liens
- évitent la transmission des virus lors des soins médicaux et infirmiers à l'hôpital, à domicile ou en cabinet médical
- filtration de plus de 99% de l'air expiré
- ne protègent pas les voies respiratoires
- vendus en boîtes distributrices de 50

coloris	référence	Prix HT
○	VY1300 les 50	
●	VY1301 les 50	
●	VY1302 les 50	

Masques médicaux 3 plis usage courant

Cat. II

EN 14683 Type IIR



évitent les
maladies
nosocomiales

- masques anatomiques nez et visage
- attache par élastiques auriculaires
- résistent aux projections de sang potentiellement contaminé dans le bloc opératoire, en chirurgie dentaire, etc.
- filtration de plus de 99% de l'air expiré
- ne protègent pas les voies respiratoires
- vendus en boîtes distributrices de 50

coloris	référence	Prix HT
○	VY1100 les 50	
●	VY1101 les 50	
●	VY1102 les 50	

Masques médicaux 3 plis usage prolongé

Cat. II

EN 14683 Type IIR



- masques anatomiques nez et visage
- attache par liens
- résistent aux projections de sang potentiellement contaminé dans le bloc opératoire, en chirurgie dentaire, etc.
- filtration de plus de 99% de l'air expiré
- ne protègent pas les voies respiratoires
- vendus en boîtes distributrices de 50

coloris	référence	Prix HT
○	VY1400 les 50	
●	VY1401 les 50	
●	VY1402 les 50	

Masques médicaux 3 plis avec visière

Cat. II

EN 14683 Type IIR

évitent les maladies nosocomiales
et protègent des projections

- résistent aux projections de sang potentiellement contaminé dans le bloc opératoire, en chirurgie dentaire, etc.
- filtration de plus de 99% de l'air expiré
- ne protègent pas les voies respiratoires
- traitement anti-buée des 2 côtés
- attache par élastiques auriculaires ou liens
- disponibles en 3 coloris
- vendus en boîtes distributrices de 25



Attaches	élastiques auriculaires		liens	
Coloris	référence	Prix HT	référence	Prix HT
○	VY1500 les 25		VY1600 les 25	
●	VY1501 les 25		VY1601 les 25	
●	VY1502 les 25		VY1602 les 25	