

Essuyeurs multi-usage SONTARA® non crêpés



- non tissés hydroliés, non crêpés, 50% cellulose / 50% polyester
- résistance aux solvants, bonne résistance mécanique
- excellente capacité d'absorption
- coloris blanc
- en boîte distributrice de 120 formats pliés en deux



boîte distributrice

présentation	120 feuilles
absorption	495 ml/m ²
dimensions	64 x 28 cm
grammage	73 g/m ² / épaisseur 0,65 mm
Essuyeurs	GX1013 la boîte

Papier Joseph



- essuyage verrerie, ampoule, tubes à essais, etc.
- ne raye pas et ne décolore pas
- bouchage de facon
- absorption : 25g/m²



sachet		
en feuilles		
12 x 12 cm	FL2740	les 500
15 x 15 cm	LMR240	les 200
35 x 50 cm	LMR260	les 500
35 x 50 cm	FL2741	les 800
pliés		
35 x 50 cm	FL2742	les 25
35 x 50 cm	FL2743	les 40
35 x 50 cm	FL2745	les 100
35 x 50 cm	FL2746	les 500
35 x 50 cm	FL2747	les 800

Gaze d'essuyage non tissée

- ▶ décontamination à froid des instruments, paillasses et mobilier



- essuyeurs non tissés en polypropylène doux et très peu absorbant
- ne peluche pas, ne raye pas
- souple et doux
- inerte aux acides, bases et solvants
- utilisable à sec
- usage long, absence de corps étranger



boîte

présentation	vrac
grammage	20 g/m ² / épaisseur : 21 µm
dimensions	36 x 43 cm
Essuyeurs	AC1400 les 2,5 kg

Essuyeurs économiques bleus




- non tissés, non crêpés, 49 % polyester / 51 % cellulose
- essuyage technique peu pelucheux et très résistant, aussi bien à sec que humide
- très absorbants
- agréés contact alimentaire
- résistants aux solvants
- coloris bleu



	sachet	rouleaux	rollbox
présentation	500 formats	500 formats	300 formats
absorption	294 ml/m ²	294 ml/m ²	294 ml/m ²
dimensions	32 x 34 cm	27 x 38 cm	27 x 38 cm
grammage	51 g/m ²	51 g/m ²	51 g/m ²
épaisseur	0,36 mm	0,36 mm	0,36 mm
Essuyeurs	GX1042 les 10	GX1041 les 2	GX1040 les 4

Essuyeurs polyvalents SONTARA® crêpés



- non tissés, crêpés, hydroliés, 45% cellulose / 55% polyester
- résistance aux solvants, forte résistance mécanique
- agréés contact alimentaire
- excellente capacité d'absorption
- coloris turquoise



	sachet	rouleau	rollbox	boîte distributrice
présentation	100 formats	500 formats	200 formats	250 formats
absorption	375 ml/m ²	375 ml/m ²	375 ml/m ²	375 ml/m ²
dimensions	34 x 32 cm	28 x 38 cm	28 x 38 cm	34 x 32 cm
grammage	69 g/m ²	69 g/m ²	69 g/m ²	69 g/m ²
épaisseur	0,59 mm	0,59 mm	0,59 mm	0,59 mm
Essuyeurs	GX1020 les 8	GX1021 les 2	GX1022 les 4	GX1023 les 4