

Papier d'essuyage optique

i Nettoyage des éléments d'optique, des instruments de précision et de la verrerie, etc.



sachet en feuille		
10 x 15 cm	LMRE2	les 100
13,5 x 17 cm	LMRE3	les 500
13,5 x 19 cm	LMRE4	les 500
20 x 30 cm	LMRE5	les 100
46 x 57 cm	LMRE6	les 500
en livret		
8 x 10 cm	LMRE7	les 25
9,5 x 13,5 cm	LMRE1	les 25
10 x 15 cm	LMRE8	les 25x25

- fabriqué à base de fibres 100% chanvre de Manille
- papier extrêmement fin
- **ne peluche pas et ne raye pas**



Essuyeurs pour essuyage minutieux

👍 Multi-usage, salle blanche ISO 6, 7, 8.

- non tissés non crêpés 45 % polyester / 55 % cellulose
- essuyage technique peu pelucheux et très résistant
- excellente capacité d'absorption
- agréés contact alimentaire
- résistance aux solvants, forte résistance mécanique
- coloris bleu turquoise



	sachets	rouleaux
présentation	50 formats	500 formats
absorption	337 ml/m ²	337 ml/m ²
grammage	66 g/m ²	66 g/m ²
dimensions	34 x 32 cm	28 x 38 cm
épaisseur	0,38 mm	0,38 mm
Essuyeurs	GX1050 les 10	GX1051 les 2

+

Demande d'échantillons

Afin de valider l'efficacité des essuyeurs de notre gamme, Labo Moderne propose des échantillons offerts pour tester les produits.

Notre objectif est de vous donner la possibilité de choisir l'essuyeur le plus adapté et répondant parfaitement à votre cahier des charges.



Demande par téléphone :
01 42 50 50 50



Demande par mail :
info@labomoderne.com




Ou en vous adressant à votre **commercial**

Lavettes non-tissées standard




► champs d'application : milieu sec et / ou humide

- excellente tenue aux solvants et aux solutions chlorées, absorbent parfaitement l'eau, les huiles, les graisses, etc.
- ne peluchent pas et ne rayent pas
- **taux d'absorption jusqu'à 850 %**
- stérilisables (131°C - 30 min) et lavables, supportent jusqu'à 15 lavages sans aucune altération
- conformes aux normes HACCP



lavettes standard		
présentation	en sachet de 25 formats	
grammage	80 g/m ² - épaisseur : 3,4 mm	
dimensions	50 x 35 cm	
Essuyeurs	blanc	AC1111 le sachet
	bleu	AC1112 le sachet
	vert	AC1113 le sachet
	jaune	AC1114 le sachet
	rouge	AC1115 le sachet

Papiers sèche-lame



- idéal pour l'absorption des liquides superflus et le séchage des lames porte-objet lors des préparations microscopiques
- sans aucune fibre
- livrés en livret de 50 feuilles



présentation	
présentation	en paquet de 50 feuilles
absorption	73 g/m ²
dimensions	37 x 100 mm
Papiers sèche-lame	LMRSL le livret