

## Revêtement absorbant et protecteur de surface en rouleaux

Taux d'absorption très élevé : jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup>

- papier blanc très absorbant, enduit sur une face d'un film de polyéthylène
- absorption immédiate des projections liquides avec un fort pouvoir d'absorption
- protection des surfaces de travail, amortissement des chocs pour la verrerie, la porcelaine, etc.
- préservation des paillasses et des meubles
- le rouleau de 50 mètres



absorption	170 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>
grade	cellulose 100 g/m <sup>2</sup> + PE 25 g/m <sup>2</sup>	cellulose 190 g/m <sup>2</sup> + PE 35 g/m <sup>2</sup>
largeur 400 mm	FL2750	-
largeur 460 mm	FL2046	FL2752
largeur 490 mm	FL2751	FL2753
largeur 600 mm	FL2060	FL2754
largeur 920 mm	FL2092	FL2755

## LABMAT® papier de protection

Revêtement souple recouvert d'un film plastique antidérapant

- simplifie le nettoyage des surfaces de travail et augmente la sécurité
- protège efficacement en cas de renversements de produits chimiques, de colorants et autres réactifs salissants ou dangereux
- souple, en matière plastique très absorbante
- dos du revêtement recouvert d'un film plastique antidérapant
- en rouleaux ou en formats rectangulaires



Essuyeurs	en rouleau	en sachet
présentation	rouleau 15 mètres	sachet 100 formats
absorption	420 ml/m <sup>2</sup>	420 ml/m <sup>2</sup>
dimensions	50,8 cm x 15 mètres	61 x 50,8 cm
Essuyeurs	LABMATR le rouleau	LABMATF le sachet

## Revêtement absorbant et protecteur de surface

Taux d'absorption très élevé : jusqu'à 200 g/m<sup>2</sup>

- papier blanc très absorbant, enduit sur une face d'un film de polyéthylène
- absorption immédiate des projections liquides avec un fort pouvoir d'absorption
- protection des surfaces de travail, amortissement des chocs pour la verrerie, la porcelaine, etc.
- préservation des paillasses et des meubles
- le paquet de 50 ou 100 feuilles




absorption	170 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>
grade	cellulose 100 g/m <sup>2</sup> + PE 25 g/m <sup>2</sup>	cellulose 190 g/m <sup>2</sup> + PE 35 g/m <sup>2</sup>
conditionnement	le paquet de 100 feuilles	le paquet de 50 feuilles
42 x 52 cm	FL2042	-
46 x 57 cm	FL2051	FL2756
50 x 60 cm	FL2050	FL2757

## Draps d'examen

- draps d'examen, lisses ou gaufrés, 100% pure ouate de cellulose blanche

Résistants à l'eau et aux solvants



Draps d'examen	draps lisses	draps gaufrés
présentation	rouleau de 150 formats	rouleau de 130 formats
format	2 plis	2 plis
dimensions	50 x 35 cm	50 x 35 cm
poids	2 x 18 g/m <sup>2</sup>	2 x 19 g/m <sup>2</sup>
Essuyeurs	AC1010 les 6 x 150	AC1015 les 12 x 130