

Fiole ronde en polycarbonate

PC

Échantillonnage,
conditionnement de
solutions biologiques
stérilisées à la vapeur



- fiole en polycarbonate très transparent
- étanche et incassable
- capuchon en polypropylène de couleur bleue
- adaptée aux stérilisations répétées en autoclave à +121°C
- résiste à des températures jusqu'à -80°C

capacité	dim.	col	référence	Prix HT
5 ml	Ø22xh52mm	Ø14mm	SX1201	

Flacons de sécurité en polyéthylène

PE
HDPE

inviolable



- flacon de sécurité en HDPE naturel
- capuchon de sécurité standard : avec anneau de sécurité
- capuchon "child-proof" **1** : capuchon avec deux pièces qui tournent l'une dans l'autre évitant que le flacon ne s'ouvre en cas d'erreur de manipulation, avec anneau de sécurité

capacité	dim.	capuchon	poids	référence	Prix HT
capuchon : anneau de sécurité					
30 ml	Ø31xh69mm	blanc	6,2g	AX42040	
capuchon : child-proof blanc ou bleu					
60 ml	Ø38xh88mm	blanc	9,5g	AX42041	
125 ml	Ø48xh99mm	blanc	13,6g	AX42043	

Flacons gradués inviolables col étroit en polyéthylène HDPE

PE
HDPE

inviolable



- flacon avec obturateur
- épaulement perforé permettant un plombage rendant le flacon inviolable

capacité	dim.	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø39x h71 mm	Ø19 mm	AX3101	
100 ml	Ø46x h90 mm	Ø19 mm	AX3102	
250 ml	Ø61xh130 mm	Ø24 mm	AX3103	
500 ml	Ø74xh165 mm	Ø24 mm	AX3104	
1000 ml	Ø94xh205 mm	Ø34 mm	AX3105	
2000 ml	Ø115xh278 mm	Ø34 mm	AX3106	

Flacons gradués inviolables col étroit en polyéthylène LDPE

PE
LDPE

inviolable



- joint d'étanchéité
- épaulement perforé permettant un plombage rendant le flacon inviolable

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
125 ml	Ø50xh110mm	Ø18mm	AX3702	
250 ml	Ø60xh145mm	Ø22mm	AX3703	
500 ml	Ø75xh175mm	Ø22mm	AX3704	
1000 ml	Ø95xh220mm	Ø33mm	AX3705	
2000 ml	Ø120xh270mm	Ø33mm	AX3706	

Flacons col étroit polyéthylène HDPE

PE
HDPE

- flacons translucides
- capuchon étanche à fermeture à vis
- col étroit

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
50 ml	Ø37x h86 mm	Ø13 mm	B31250	
100 ml	Ø47xh106 mm	Ø13 mm	B312100	
250 ml	Ø61xh141 mm	Ø19 mm	B312250	
500 ml	Ø75xh178 mm	Ø19 mm	B312500	
1000 ml	Ø98xh225 mm	Ø22 mm	B3121000	
2000 ml	Ø120xh265 mm	Ø22 mm	B3122000	

Flacons col étroit en polyéthylène HDPE très épais

PE
HDPE

- flacons translucides
- épaulement incliné pour faciliter la vidange

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
250 ml	Ø65xh155 mm	Ø30 mm	AX3121	
500 ml	Ø75xh185 mm	Ø30 mm	AX3122	
1000 ml	Ø90xh222 mm	Ø30 mm	AX3123	