

Flacons à col étroit à fermeture à vis étanche en polyéthylène LDPE, HDPE ou PP



3 versions :

- ▶ **LDPE** : polyéthylène basse densité, flexible et translucide
- ▶ **HDPE** : polyéthylène haute densité, rigide et translucide
- ▶ **PP rigide** : polypropylène rigide, translucide et autoclavable

capacité	dimensions	Ø col	Ø capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				LDPE		HDPE		PP rigide	
30 ml	Ø 32 x h68 mm	Ø 16 mm	Ø 22 mm	BXA30		BXB30		BXC30	
60 ml	Ø 39 x h80 mm	Ø 16 mm	Ø 22 mm	BXA60		BXB60		BXC60	
100 ml	Ø 50 x h91 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	BXA100		BXB100		BXC100	
125 ml	Ø 50 x h105 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	BXA125		BXB125		BXC125	
150 ml	Ø 50 x h118 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	BXA150		BXB150		BXC150	
250 ml	Ø 60 x h143 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	BXA250		BXB250		BXC250	
500 ml	Ø 75 x h165 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	BXA500		BXB500		BXC500	
1000 ml	Ø 90 x h202 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	BXA1000		BXB1000		BXC1000	
2000 ml	Ø 120 x h235 mm	Ø 32 mm	Ø 38 mm	BXA2000		BXB2000		BXC2000	

Flacons plastique col large à fermeture à vis étanche en polyéthylène LDPE ou polypropylène



3 versions :

- ▶ **HDPE** : polyéthylène haute densité, rigide et translucide
- ▶ **PP rigide** : polypropylène rigide, translucide et autoclavable
- ▶ **PP ambré**, pour substances photosensibles, polypropylène rigide autoclavable



capacité	dimensions	Ø col	Ø capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				HDPE		PP rigide		PP ambré	
30 ml	Ø 32 x h72 mm	Ø 21 mm	Ø 31 mm	BXD30		BXE30		-	
60 ml	Ø 39 x h84 mm	Ø 26 mm	Ø 35 mm	BXD60		BXE60		BXF60	
125 ml	Ø 50 x h100 mm	Ø 32 mm	Ø 41 mm	BXD125		BXE125		-	
150 ml	Ø 50 x h114 mm	Ø 35 mm	Ø 41 mm	BXD150		BXE150		BXF150	
250 ml	Ø 60 x h145 mm	Ø 35 mm	Ø 50 mm	BXD250		BXE250		BXF250	
500 ml	Ø 75 x h165 mm	Ø 45 mm	Ø 60 mm	BXD500		BXE500		BXF500	
1000 ml	Ø 90 x h209 mm	Ø 54 mm	Ø 69 mm	BXD1000		BXE1000		BXF1000	
2000 ml	Ø 120 x h245 mm	Ø 54 mm	Ø 69 mm	BXD2000		BXE2000		BXF2000	