

Flacons à col large en polyéthylène LDPE ou polypropylène

Impression personnalisée possible sur demande

- PE LDPE** • flacons très robustes à parois épaisses
- PP translucide** • col large : facilité pour le remplissage et le nettoyage
- conviennent pour matières alimentaires

3 versions :

- ▶ **LDPE transparent** : polyéthylène basse densité, flexible et translucide, température max. +95°C
- ▶ **LDPE ambré** : polyéthylène basse densité, flexible et opaque, température max. +95°C
- ▶ **PP rigide** : polypropylène rigide, translucide, autoclavable et stérilisable, température max. +135°C




capacité	dimensions	col	pas de vis	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				LDPE transparent		LDPE ambré		PP translucide	
50 ml	Ø 39 x h78 mm	Ø 24 mm	Ø 32 mm	B31810		-		B32910	
100 ml	Ø 48 x h100 mm	Ø 24 mm	Ø 32 mm	B31811		-		B32911	
200 ml	Ø 59 x h120 mm	Ø 31 mm	Ø 40 mm	B31812		-		-	
250 ml	Ø 64 x h125 mm	Ø 31 mm	Ø 40 mm	B31813		B32813		B32912	
500 ml	Ø 77 x h159 mm	Ø 39 mm	Ø 50 mm	B31815		B32815		B32913	
750 ml	Ø 88 x h180 mm	Ø 39 mm	Ø 50 mm	B31816		-		-	
1000 ml	Ø 95 x h210 mm	Ø 50 mm	Ø 65 mm	B31817		B32817		B32914	
1500 ml	Ø 108 x h230 mm	Ø 50 mm	Ø 65 mm	B31818		-		-	
2000 ml	Ø 120 x h254 mm	Ø 50 mm	Ø 65 mm	B31819		-		B32915	

Flacons avec surface de marquage autoclavables en polypropylène

PP
translucide

- ▶ parfaite visualisation du contenu et excellente résistance chimique autoclavables à +121°C
- ▶ flacons gradués avec grande surface de marquage

- polypropylène souple et translucide : visualisation du contenu
- excellente résistance aux produits chimiques
- autoclavables à +121°C
- graduations en ml et en once
- grande surface de marquage
- col large, capuchon à vis avec épaulement d'étanchéité



capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
60 ml	Ø82 x h40 mm	Ø26 mm	BXG0060	
125 ml	Ø100 x h50 mm	Ø32 mm	BXG0125	
250 ml	Ø141 x h60 mm	Ø34 mm	BXG0250	
500 ml	Ø161 x h75 mm	Ø44 mm	BXG0500	
1000 ml	Ø207 x h90 mm	Ø53 mm	BXG1000	

Flacons gradués à col ISO large en polyéthylène LDPE ou polypropylène

PE LDPE **PP**
translucide



capacité	dimensions	col ISO	référence	Prix HT
flacons - col large - polyéthylène LDPE				
100 ml	Ø 48 x h103 mm	Ø 32 mm	AX3201	
250 ml	Ø 60 x h140 mm	Ø 45 mm	AX3202	
500 ml	Ø 75 x h168 mm	Ø 45 mm	AX3203	
1000 ml	Ø 95 x h206 mm	Ø 63 mm	AX3204	
2000 ml	Ø 120 x h249 mm	Ø 63 mm	AX3205	
flacons - col large - polypropylène (PP) - autoclavables				
100 ml	Ø 48 x h103 mm	Ø 32 mm	AX3211	
250 ml	Ø 60 x h140 mm	Ø 45 mm	AX3212	
500 ml	Ø 75 x h168 mm	Ø 45 mm	AX3213	
1000 ml	Ø 95 x h206 mm	Ø 63 mm	AX3214	
2000 ml	Ø 120 x h249 mm	Ø 63 mm	AX3215	