





Flacons à vis pour prélèvements ou échantillonnage

		capacité	dimensions	matériaux	emballage	graduation	étiquette	spatule	couleur bouchon	avec acide borique	stérile	résistance à la centrifugation	références	conditionnement	prix HT		
	30 ml	Ø25 x h90 mm	PS						○			7 000 g	AX38507	les 400	1		
			PS						○				7 000 g	AX38509	les 400		
			PS							○	oxyde d'éthylène			7 000 g	AX38524	les 400	
			PP							○				10 000 g	AX38511	les 400	
			PP							○				10 000 g	AX38515	les 400	
			PP							○	oxyde d'éthylène			10 000 g	AX38525	les 400	
			PP						●					10 000 g	AX38560	les 400	2
			PP						●		oxyde d'éthylène				AX38526	les 400	3
	40 ml	Ø30 x h70 mm	PP					●					AX38522	les 800	4		
			PP					●					AX38523	les 800			
			PS					●					AX38527	les 800			
	50 ml	Ø38 x h70 mm	PP					●						AX38512	les 700	5	
			PP					●					AX38528	les 700			
			PP				■	●					AX38561	les 700	6		
	60 ml	Ø38 x h65 mm	PS					●			aseptique		AX38508	les 600	7		
			PS				■	●					AX38562	les 600	8		
			PS						●				aseptique		AX38510	les 750	
			PP					●					aseptique		AX38513	les 600	
			PP					●					aseptique		AX38517	les 750	
			PP					●		oxyde d'éthylène				AX38534	les 750		
			PP					■	●				aseptique		AX38536	les 750	
			PP					■	●				aseptique		AX38566	les 600	
			PP						●				aseptique		AX38537	les 600	
			PP						●				aseptique		AX38538	les 600	
			PP						●				aseptique		AX38539	les 750	
			PP						●				aseptique		AX38540	les 600	9
	150 ml	Ø57 x h73 mm	PP		SD	■	●				aseptique		AX38563	les 450	10		
			PP		SD	■	●					aseptique		AX38564	les 350		
			PP		SD	■	●		radiation					AX38542	les 350		
			PP		SD	■	●		aseptique					AX38535	les 450		
			PP		SD	■	●		aseptique					AX38514	les 450		
			PP		SD	■	●		aseptique					AX38518	les 350		
			PP		SD	■	●		radiation					AX38543	les 350		
			PP		SD	■	●		radiation					AX38544	les 620		
			PP		SD	■	●		aseptique					AX38545	les 450		
			PP		SD	■	●		aseptique					AX38545	les 450		
	200 ml	Ø58 x h69 mm	PS					○						AX38565	les 360	11	
			PP					●		radiation				AX38546	les 360		
200 ml	Ø57 x h116 mm	PP		D	SD	●							AX38547	les 275	12		
	Ø58 x h95 mm	PP											AX38548	les 300			

matériaux	graduation	étiquette	bouchon
PS Polystyrène	■ Graduation simple	■ Étiquette blanche	● Rouge
PP Polypropylène	D Double graduation	SD Surface dépolie	● Bleu
PPO Polypropylène bleu opaque			○ Blanc
			● Rouge, avec système inviolable