

## Flacons compte-gouttes en polyéthylène HDPE

**PE**  
HDPE

- flacons avec capuchon et corps en polyéthylène HDPE
- capuchons à vis avec canule
- col Ø17 mm, hauteur capuchon 45 mm



capacité	dimensions	référence	Prix HT
50 ml	Ø 35 x h120 mm	AX3715	
125 ml	Ø 48 x h145 mm	AX3717	
250 ml	Ø 59 x h190 mm	AX3718	

## Flacons compte-gouttes avec capuchon à vis en polypropylène

**PP**  
opaque

- flacons en polypropylène blanc
- fermeture à vis avec pissette et capuchon avec bague de sécurité de couleur bleue (livré non vissé)
- fermeture étanche
- ouverture col : Ø10,2 mm



capacité	dimensions	référence	Prix HT
20 ml	Ø 25 x h65 mm	AX6200	
125 ml	Ø 42 x h135 mm	AX6201	
250 ml	Ø 51 x h167 mm	AX6202	

## Flacons compte-gouttes en PTFE

**PTFE**

- flacons parfaitement inertes et étanches
- permettent l'utilisation de réactifs agressifs
- flacons souples et capuchons en PTFE



capacité	dimensions (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	Ø 33 x h80 mm	C11200	
50 ml	Ø 43 x h100 mm	C11201	

## Flacons compte-gouttes avec embout en polyéthylène LDPE

**PE**  
LDPE

**Utilisation en compte-gouttes ou flacon de distribution**

- flacons ronds
- capuchon compte-gouttes avec embout pointu
- fermeture par opercule solide du capuchon
- possibilité de régler le débit en coupant plus ou moins la pointe effilée
- bonne résistance chimique
- capuchon type 28 R4



capacité	dimensions	référence	Prix HT
30 ml	Ø 32 x h103 mm	SX1421	les 10
60 ml	Ø 39 x h118 mm	SX1422	les 10
150 ml	Ø 50 x h144 mm	SX1406	les 10
250 ml	Ø 60 x h168 mm	SX1407	les 10
500 ml	Ø 73 x h198 mm	SX1409	les 10