

## Flacons compte-gouttes transparents avec pointes et capuchons

WHEATON®

PE  
LDPE

- flacons, pointes et capuchons conditionnés séparément
- disponibles par paquets de 12



capacité	Ø x h	capuchon	référence	Prix HT
6 ml	Ø 18xh58 mm	13-425	WT2310 les 12	
7 ml	Ø 19xh63 mm	15-415	WT2311 les 12	
15 ml	Ø 25xh78 mm	15-415	WT2312 les 12	
30 ml	Ø 32xh85 mm	20-410	WT2313 les 12	
60 ml	Ø 39xh101 mm	20-410	WT2314 les 12	
125 ml	Ø 47xh125 mm	20-410	WT2315 les 6	

## Pointes compte-gouttes avec contrôle étendu

WHEATON®

PE  
LDPE

- la pointe avec contrôle étendu distribue une goutte à la fois
- taille de goutte moyenne : 44 µl ±6 µl
- disponibles en boîte de 100



couleur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	pointe 8 mm [1]		pointe 13 mm [2]		pointe 15 mm [3]		pointe 20 mm [4]	
transparent	WT2320		WT2330		WT2340		WT2350	
rose	WT2321		WT2331		WT2341		WT2351	
rouge	WT2322		WT2332		WT2342		WT2352	
orange	WT2323		WT2333		WT2343		WT2353	
bleu	WT2324		WT2334		WT2344		WT2354	
gris	WT2325		WT2335		WT2345		-	
vert	WT2326		WT2336		WT2346		WT2356	
violet	WT2327		WT2337		WT2347		WT2357	
jaune	WT2328		WT2338		WT2348		WT2358	
blanc	WT2329		WT2339		WT2349		WT2359	

## Flacons compte-gouttes transparents ou opaques

WHEATON®

PE  
LDPE

- livrés sans pointes
- en boîte de 100



cap.	Ø x h	capuchon	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			opaques		transparents	
3 ml	Ø 14xh39 mm	8-425	WT2291		WT2301	
6 ml	Ø 18xh42 mm	13-425	WT2292		WT2302	
7 ml	Ø 19xh51 mm	15-415	WT2293		WT2303	
10 ml	Ø 25xh46 mm	15-415	WT2294		WT2304	
15 ml	Ø 25xh66 mm	15-415	WT2295		WT2305	
30 ml	Ø 32xh70 mm	20-410	WT2296		WT2306	
60 ml	Ø 39xh85 mm	20-410	WT2297		WT2307	
120 ml	Ø 47xh108 mm	20-410	WT2298		WT2308	

## Capuchons pour flacons compte-gouttes

WHEATON®

PP

- capuchons vissants résistants à la radiation
- en boîte de 100



couleur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
	taille 8-425 [1]		taille 13-425 [2]		taille 15-415 [3]		taille 20-410 [4]	
rose	WT2361		WT2371		WT2381		WT2391	
rouge	WT2362		WT2372		WT2382		WT2392	
orange	WT2363		WT2373		WT2383		WT2393	
bleu	WT2364		WT2374		WT2384		WT2394	
gris	WT2365		WT2375		WT2385		WT2395	
vert	WT2366		WT2376		WT2386		WT2396	
violet	WT2367		WT2377		WT2387		WT2397	
jaune	WT2368		WT2378		WT2388		WT2398	
ambré	WT2369		-		WT2389		-	
blanc	WT2360B		WT2370B		WT2380B		WT2390B	