

Flacons doseurs en polyéthylène HDPE

PE
HDPE

- flacons ronds en HDPE translucide
- capuchon à vis et à couvercle "snap" pour ouverture rapide d'une seule main, trou verseur de Ø 3 mm
- conviennent parfaitement pour liquides cosmétiques, émulsions, crèmes, huiles, etc. ou pour substances chimiques



capacité	dim. inter.	Ø ext.	poids	référence	Prix HT
100 ml	Ø 41 x h115 mm	Ø 17 mm	11 g	B0308100	
250 ml	Ø 56 x h143 mm	Ø 17 mm	20 g	B0308250	
500 ml	Ø 70 x h182 mm	Ø 19 mm	29 g	B0308500	
1000 ml	Ø 89 x h221 mm	Ø 19 mm	45 g	B03081000	

Flacons compte-gouttes à bec en polyéthylène LDPE

PE
LDPE

Utilisation en compte-gouttes, pissettes, ou distributeurs de gel

- flacons compte-gouttes ronds, en LDPE
- capuchon à bec pivotant permettant d'obstruer le flacon
- bonne résistance chimique



capacité	dimensions	référence	Prix HT
30 ml	Ø 32 x h66 mm	SX1321 les 10	
60 ml	Ø 40 x h79 mm	SX1322 les 10	
150 ml	Ø 59 x h120 mm	SX1306 les 10	
250 ml	Ø 59 x h145 mm	SX1307 les 10	
500 ml	Ø 74 x h174 mm	SX1309 les 10	

Flacons compte-gouttes en polyéthylène LDPE

PE
LDPE

- distribution goutte à goutte ou sous forme d'un jet étroit
- extrémité de distribution fermée par capuchon attaché au flacon
- capuchon compte-gouttes en PE

capacité	dimensions	col	pas de vis	référence	Prix HT
10 ml	Ø 26 x h79 mm	Ø 9 mm	Ø 14 mm	B30610	
20 ml	Ø 32 x h87 mm	Ø 9 mm	Ø 14 mm	B30620	
30 ml	Ø 34 x h98 mm	Ø 9 mm	Ø 14 mm	B30630	
50 ml	Ø 39 x h118 mm	Ø 13 mm	Ø 18 mm	B30650	
100 ml	Ø 45 x h135 mm	Ø 13 mm	Ø 18 mm	B306100	
250 ml	Ø 59 x h175 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	B306250	
500 ml	Ø 75 x h210 mm	Ø 19 mm	Ø 25 mm	B306500	
1000 ml	Ø 95 x h240 mm	Ø 21 mm	Ø 28 mm	B3061000	
2000 ml	Ø 117 x h260 mm	Ø 22 mm	Ø 28 mm	B3062000	