


Bidons de décantation en polyéthylène HDPE

PE
HDPE

Robustes,
étanches,
translucides



- en polyéthylène haute densité (HDPE)
- excellente résistance chimique
- capuchon à vis, col Ø 50 mm
- échelle graduée imprimée bleue
- poignée de transport
- ouverture d'aération assurant un écoulement régulier
- soupape d'aération et/ou filtre stérilisateur ou filtre au chlorure de calcium (en option sur demande)
- modèle de distribution équipé d'un filetage Ø 3/4" à la base permettant de recevoir le robinet B05251 avec bec anti-gouttes ; robinet de haute qualité, progressif, étanchéité parfaite, filetage, haute qualité, robinet parfaitement rectiligne, capuchon à vis B05014 permettant la fermeture du bidon, montage à la place du robinet

capacité	dimensions	poignées	référence	Prix HT
réipients de stockage (sans raccord de robinet)				
5 litres	Ø 167 x 330 mm	1 poignée	B04015	
10 litres	Ø 206 x 427 mm	1 poignée	B040110	
25 litres	Ø 278 x 580 mm	2 poignées	B040125	
réipients de distribution à raccord fileté pour robinet ou capuchon (sans robinet)				
5 litres	Ø 167 x 330 mm	1 poignée	B04025	
10 litres	Ø 206 x 427 mm	1 poignée	B040210	
25 litres	Ø 278 x 580 mm	2 poignées	B040225	
60 litres	Ø 346 X 830 mm	2 poignées	B040260	
robinet et capuchons				
robinet de distribution complet pour réipients de distribution			B05251	
capuchon à vis pour fermeture du bidon (à la place du robinet)			B05014	
capuchon avec soupape d'aération			B0401252	

Bonbonnes autoclavables en polypropylène

PP
translucide

- polypropylène translucide, forme carrée et bords arrondis
- temp. : 0 à +135°C
- autoclavables à +121°C / 30 min / 1 bar
- graduations moulées
- capuchons normalisés permettant le montage de diluteurs, système de prélèvement, filtration, évent etc.
- anse pleine ergonomique : manipulation et nettoyage facile



	5 litres	10 litres	20 litres
dim. corps (l x p x h)	270 x 270 x h220 mm	360 x 360 x h280 mm	420 x 420 x h350 mm
dim. col (Ø int.)	Ø 32 mm	Ø 64 mm	Ø 64 mm
type col à vis	G45	83B	83B
Bonbonnes	BSR05	BSR10	BSR20
accessoires de rechange			
capuchon	BOU01	BOU02	BOU02

Bonbonnes autoclavables avec robinet en polypropylène

- polypropylène translucide
- forme carrée et bords arrondis
- temp. : 0 à +135°C
- autoclavables : +121°C / 30 min / 1 bar
- graduations moulées
- capuchons normalisés permettant le montage de diluteurs, système de prélèvement, filtration, évent etc.
- anse pleine ergonomique : manipulation et nettoyage facile
- robinet : type 1/4 tour, étanche, embout à olive démontable, convient pour tuyau Ø int.6 mm



capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
réipients de stockage (sans raccord de robinet)				
5 litres	270 x 270 x h220 mm	Ø 32 mm / G45	BAR05	
10 litres	360 x 360 x h280 mm	Ø 64 mm / 83B	BAR10	
20 litres	420 x 420 x h350 mm	Ø 64 mm / 83B	BAR20	
robinet et capuchon				
robinet			BAR01	
capuchon 5 litres			BOU01	
capuchon 10 et 20 litres			BOU02	