

Flacons ISO gradués - DURAN® - verre borosilicaté 3.3

DURAN GROUP
VERRE
 borosilicaté 3.3
 GL23 - 32 - 45



- entreposage, préparation d'échantillons, transport
- conformes à la norme ISO 4796 et USP standard
- col à vis avec filetage DIN
- graduations et grande zone de marquage
- impression très résistante
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production
- flacons 25 ml avec bord de verre moulé pour un meilleur déversement (bague superflue)
- amplification de l'épaulement des flacons de 100 - 2000 ml, pour voir plus aisément le niveau du contenu

Flacons nus



Flacons nus
ambrés



Flacons nus "protect"
à gainage synthétique



Flacons
avec capuchon
et bague anti-goutte



Flacons ambrés
avec capuchon
et bague anti-goutte



- pour substances photosensibles
- couleur brune parfaitement uniforme à l'extérieur du flacon : très longue durée de vie, excellente résistance chimique
- protection contre les UV

- pour substances toxiques ou échantillons précieux
- gainage synthétique en polyuréthane : -30°C à +135°C
- protection contre les rayures et les éclats
- protection anti-UV jusqu'à 380 nm
- grande transparence
- utilisables en micro-ondes

- livrés complets avec capuchon à visser et bague de déversement anti-gouttes, en polypropylène, résistant à +140°C

- pour substances photosensibles
- couleur brune parfaitement uniforme à l'extérieur du flacon : très longue durée de vie, excellente résistance chimique
- protection contre les UV
- capuchon à vis en PP
- bague anti-gouttes

capacité	Ø x h	col	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons nus		flacons ambrés nus		flacons nus gainé		flacons avec capuchon et bague		flacons ambrés avec capuchon et bague	
25 ml	36 x 70 mm	GL25	GW2570	les 10	GW2660	les 10	GW2674	les 10	GW2301	les 10	GW2584	les 10
50 ml	46 x 87 mm	GL32	GW2571	les 10	GW2661	les 10	GW2675	les 10	GW2302	les 10	GW2585	les 10
100 ml	56 x 100 mm	GL45	GW2572	les 10	GW2662	les 10	GW2676	les 10	GW2303	les 10	GW2586	les 10
150 ml	62 x 105 mm	GL45	GW2573	les 10	GW2663	les 10	GW2677	les 10	GW2313	les 10	GW2587	les 10
250 ml	70 x 138 mm	GL45	GW2574	les 10	GW2664	les 10	GW2678	les 10	GW2304	les 10	GW2588	les 10
500 ml	86 x 176 mm	GL45	GW2575	les 10	GW2665	les 10	GW2679	les 10	GW2305	les 10	GW2589	les 10
750 ml	95 x 203 mm	GL45	GW2576	les 10	GW2666	les 10	GW2680	les 10	GW2314	les 10	GW2590	les 10
1000 ml	101 x 225 mm	GL45	GW2577	les 10	GW2667	les 10	GW2681	les 10	GW2306	les 10	GW2591	les 10
2000 ml	136 x 260 mm	GL45	GW2578	les 10	GW2668	les 10	GW2682	les 10	GW2307	les 10	GW2592	les 10
3500 ml	160 x 295 mm	GL45	GW2579	l'unité	GW2669	l'unité	GW2683	l'unité	GW2315	l'unité	GW2593	l'unité
5000 ml	182 x 330 mm	GL45	GW2580	l'unité	GW2670	l'unité	GW2684	l'unité	GW2308	l'unité	GW2594	l'unité
10000 ml	227 x 410 mm	GL45	GW2581	l'unité	GW2671	l'unité	-	-	GW2309	l'unité	GW2595	l'unité
15000 ml	268 x 445 mm	GL45	GW2582	l'unité	GW2672	l'unité	-	-	GW2310	l'unité	-	-
20000 ml	288 x 505 mm	GL45	GW2583	l'unité	GW2673	l'unité	-	-	GW2311	l'unité	-	-