

Flacons ISO gradués - PYREX® - verre borosilicaté 3.3

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

GL25 - 32 - 45

- excellente résistance chimique et thermique
- conformes à la norme ISO 4796
- épaulement en pente pour faciliter le versement
- graduations et zone de marquage blancs
- code de traçabilité imprimé pour téléchargement du certificat de lot
- capuchons à vis et bagues anti-goutte disponibles séparément

Flacons nus

Flacons nus
ambrésFlacons nus
gainésFlacons
avec capuchon et
bague anti-goutteFlacons avec
capuchon et
bague anti-goutte
haute température

- stockage de produits photosensibles
- absorption des UV jusqu'à 500 nm

- verre gainé de plastique clair, résistant à une stérilisation jusqu'à +135°C
- réduit le risque d'éclats de verre et d'éclaboussures en cas de casse

- capuchon à vis en polypropylène
- bague de déversement anti-gouttes

- capuchon à vis en polyester thermoplastique, joint silicone revêtu PTFE, résistant aux attaques chimiques
- bague anti-gouttes
- stérilisation jusqu'à +180°C

capacité	Ø x h	col	référence		Prix HT		référence		Prix HT		référence		Prix HT		référence		Prix HT	
			flacons nus		flacons ambrés		flacons revêtement plastique		flacons avec capuchon et bague		flacons avec capuchon et bague haute température							
25 ml	36 x 70 mm	GL25	VU2003	les 10	VU2203	les 10	-	VU1803	les 10	VU1903	les 10							
50 ml	46 x 88 mm	GL32	VU2004	les 10	VU2204	les 10	-	VU1804	les 10	VU1904	les 10							
100 ml	56 x 100 mm	GL45	VU2005	les 10	VU2205	les 10	VU2105	les 10	VU1805	les 10	VU1905	les 10						
150 ml	62 x 105 mm	GL45	VU2006	les 10	-	-	-	VU1806	les 10	-	-							
250 ml	70 x 138 mm	GL45	VU2007	les 10	VU2207	les 10	VU2107	les 10	VU1807	les 10	VU1907	les 10						
500 ml	86 x 176 mm	GL45	VU2009	les 10	VU2209	les 10	VU2109	les 10	VU1809	les 10	VU1909	les 10						
750 ml	95 x 203 mm	GL45	VU2019	les 10	-	-	-	VU1819	les 10	-	-							
1000 ml	101 x 225 mm	GL45	VU2012	les 10	VU2212	les 10	VU2112	les 10	VU1812	les 10	VU1912	les 10						
2000 ml	136 x 260 mm	GL45	VU2013	les 10	VU2213	les 10	VU2113	les 10	VU1813	les 10	VU1913	les 10						
3500 ml	160 x 295 mm	GL45	VU2020	l'unité	-	-	-	VU1820	l'unité	-	-							
5000 ml	181 x 330 mm	GL45	VU2015	l'unité	VU2215	l'unité	VU2115	l'unité	VU1815	l'unité	VU1915	l'unité						
10000 ml	227 x 410 mm	GL45	VU2016	l'unité	VU2216	l'unité	VU2116	l'unité	VU1816	l'unité	-							
15000 ml	258 x 465 mm	GL45	-	-	-	-	-	VU1817	l'unité	-	-							
20000 ml	300 x 510 mm	GL45	VU2018	l'unité	-	-	-	VU1818	l'unité	-	-							