

FLACONS EN VERRE

Flacons carrés en verre



gain de place jusqu'à
20% par rapport aux
flacons ronds



VERRE
sodocalcique

GL25 - 32 - 45



- faces légèrement bombées : assure une bonne convection lors de la stérilisation
- coins arrondis pour un nettoyage facile
- flacons en verre ambré : pour l'utilisation avec des produits sensibles à la lumière
- flacons vendus SANS capuchon
- stérilisables jusqu'à +140°C (capuchons résistants à cette température sur demande), les flacons de sécurité en verre gainé plastique sont non autoclavables

capacité	l x p x h mm	filetage	référence	Prix HT
verre sodocalcique clair				
100 ml	49x49x119 mm	GL32	GW2391	
250 ml	64x64x155 mm	GL32	GW2392	
500 ml	77x77x186 mm	GL32	GW2393	
1000 ml	96x96x223 mm	GL45	GW2394	
verre sodocalcique ambré				
100 ml	49x49x119 mm	GL32	GW2401	
250 ml	64x64x155 mm	GL32	GW2402	
500 ml	77x77x186 mm	GL32	GW2403	
1000 ml	96x96x223 mm	GL45	GW2404	
verre sodocalcique ambré gainé				
100 ml	49x49x119 mm	GL32	GW2411	
250 ml	64x64x155 mm	GL32	GW2412	
500 ml	77x77x186 mm	GL32	GW2413	
1000 ml	96x96x223 mm	GL45	GW2414	

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

GL32 - 45

- stables, ergonomiques
- empilables, gain de place
- graduations et grande zone de marquage
- marquage laser, impression très résistante
- résistance thermique du capuchon et de la bague de déversement : +140°C
- filetage DIN et USP Standard
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production
- livrés complets avec capuchon à visser et bague de déversement bleus, coloris vert, jaune et gris sur demande



capacité	référence	Prix HT
100 ml 50x109 mm GL32	GW2691 les 10	
250 ml 64x143 mm GL45	GW2692 les 10	
500 ml 78x181 mm GL45	GW2693 les 10	
1000 ml 94x222 mm GL45	GW2694 les 10	

DURAN GROUP
made in germany

VERRE
borosilicaté 3.3

GL32 - 45

- résistance chimique et thermique jusqu'à +140°C
- capuchon en polypropylène à vis et bague anti-goutte
- code de traçabilité imprimé: certificat de lot téléchargeable



capacité	Ø x h	col	référence	Prix HT
100 ml 50x109 mm	GL32	VU2305 les 10		
250 ml 64x143 mm	GL45	VU2307 les 10		
500 ml 78x181 mm	GL45	VU2309 les 10		
1000 ml 94x222 mm	GL45	VU2312 les 10		

Flacons à capuchons SVL

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

SVL

- conformes à la norme ISO 4796-1
- capuchon vissant en PBT avec disque d'étanchéité recouvert de PTFE
- capuchon stérilisable jusqu'à +180°C
- graduations et zone d'inscription blanches



capacité	Ø x h	col	réf.	Prix HT
25 ml	35x65 mm	SVL20	VU2903 les 10	
50 ml	43x80 mm	SVL25	VU2904 les 10	
100 ml	53x105 mm	SVL25	VU2905 les 10	
250 ml	66x135 mm	SVL30	VU2907 les 10	
500 ml	81x175 mm	SVL30	VU2909 les 10	
1000 ml	101x215 mm	SVL42	VU2912 les 10	
2000 ml	136x245 mm	SVL60	VU2913 les 10	
5000 ml	181x324 mm	SVL60	VU2915 l'unité	
10000 ml	227x395 mm	SVL60	VU2916 l'unité	
15000 ml	258x460 mm	SVL60	VU2917 l'unité	
20000 ml	288x502 mm	SVL60	VU2918 l'unité	

col	référence	Prix HT	référence	Prix HT
	capuchons SVL à vis avec disque		disques de rechange	
SVL20	VU3001 les 20		VU3006 les 20	
SVL25	VU3002 les 20		VU3007 les 20	
SVL30	VU3003 les 20		VU3008 les 20	
SVL42	VU3004 les 10		VU3009 les 10	
SVL60	VU3005 les 5		VU3010 les 5	