

Bouteilles à sérum col étroit verre clair

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- stockage d'échantillons, de vaccins et de médicaments injectables, lyophilisation
- livrés en boîte avec séparateurs, sous film plastique rétractable



capacité	dim Ø x h	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
2 ml	Ø 16 x h36 mm	7 mm / 13 mm	WT2240	les 288
5 ml	Ø 23 x h47 mm	13 mm / 20 mm	WT2241	les 288
10 ml	Ø 25 x h54 mm	13 mm / 20 mm	WT2242	les 288
20 ml	Ø 32 x h58 mm	13 mm / 20 mm	WT2243	les 288
30 ml	Ø 37 x h63 mm	13 mm / 20 mm	WT2244	les 288
50 ml	Ø 43 x h73 mm	13 mm / 20 mm	WT2245	les 288
60 ml	Ø 41 x h91 mm	13 mm / 20 mm	WT2246	les 144
100 ml	Ø 52 x h95 mm	13 mm / 20 mm	WT2247	les 144
125 ml	Ø 54 x h107 mm	13 mm / 20 mm	WT2248	les 144

Bouteilles à sérum col étroit verre ambré

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- stockage d'échantillons, de vaccins et de médicaments injectables, lyophilisation
- livrés en boîte avec séparateurs, sous film plastique rétractable



capacité	dim Ø x h	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
5 ml	Ø 23 x h47 mm	13 mm / 20 mm	WT2250	les 288
10 ml	Ø 25 x h54 mm	13 mm / 20 mm	WT2251	les 288
20 ml	Ø 32 x h58 mm	13 mm / 20 mm	WT2252	les 288
30 ml	Ø 37 x h63 mm	13 mm / 20 mm	WT2253	les 288
50 ml	Ø 43 x h73 mm	13 mm / 20 mm	WT2254	les 288
100 ml	Ø 52 x h95 mm	13 mm / 20 mm	WT2255	les 144

Flacons à sérum col large verre clair

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- en verre borosilicaté à faible taux d'extractibles
- conception renforcée pour les applications de lyophilisation
- livrés en boîte, sous film plastique rétractable



capacité	dim Ø x h	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
2 ml	Ø 15 x h32 mm	7 mm / 13 mm	WT2260	les 144
3 ml	Ø 17 x h38 mm	7 mm / 13 mm	WT2261	les 144
5 ml	Ø 22 x h40 mm	13 mm / 20 mm	WT2262	les 144
10 ml	Ø 24 x h50 mm	13 mm / 20 mm	WT2263	les 144
20 ml	Ø 30,5 x h58 mm	13 mm / 20 mm	WT2264	les 120

Flacons à sérum col large verre ambré

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- en verre borosilicaté à faible taux d'extractibles
- conception renforcée pour les applications de lyophilisation
- livrés en boîte, sous film plastique rétractable



capacité	dim Ø x h	Ø col int. / ext.	référence	Prix HT
2 ml	Ø 15 x h32 mm	7 mm / 13 mm	WT2265	les 144
5 ml	Ø 22 x h40 mm	13 mm / 20 mm	WT2266	les 144