

Capsules aluminium à joint interne pour flacons à sérum

WHEATON®

- fermetures idéales pour la chromatographie et les autres applications d'instrumentation
- capsules à ouverture centrale ou à opercule central détachable, livrées en boîte de 100



| Ø ext. col   | joint                  | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT |
|--|------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|  |                        |        | gris    |        | rouge   |        | bleu    |        | vert    |
| <b>1</b> capsules à ouverture centrale (remplissage ou extraction du contenu avec une seringue), les 100 |                        |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 11 mm  | PTFE / Caoutchouc      | WT2480 |         | WT2482 |         | WT2481 |         | WT2483 |         |
| Ø 11 mm  | PTFE / Silicone        | WT2484 |         | WT2486 |         | WT2485 |         | WT2487 |         |
| Ø 11 mm  | PTFE / Silicone / PTFE | WT2488 |         | WT2490 |         | WT2489 |         | WT2491 |         |
| Ø 11 mm  | PTFE / Butyle gris     | WT2492 |         | -      |         | -      |         | -      |         |
| <b>2</b> capsules à opercule central détachable, les 100   |                        |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 13 mm  | PTFE / Caoutchouc      | WT2493 |         | -      |         | -      |         | -      |         |
| Ø 13 mm  | PTFE / Caoutchouc      | WT2494 |         | -      |         | -      |         | -      |         |

Capsules aluminium sans joint pour flacons à sérum

WHEATON®

- joints septum en option



| Ø ext. col  | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT | réf.   | Prix HT |
|---|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|   |        | gris    |        | rouge   |        | bleu    |        | vert    |
| <b>1</b> capsules à ouverture centrale, les 1000          |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 8 mm  | -      |         | WT2501 |         | -      |         | -      |         |
| Ø 11 mm   | WT2502 |         | WT2504 |         | WT2503 |         | WT2505 |         |
| Ø 13 mm   | WT2506 |         | WT2508 |         | WT2507 |         |        |         |
| Ø 20 mm   | WT2509 |         | WT2511 |         | WT2510 |         | WT2512 |         |
| <b>2</b> capsules à opercule central détachable, les 1000 |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 13 mm   | WT2513 |         | WT2515 |         | WT2514 |         | WT2516 |         |
| Ø 20 mm   | WT2517 |         | WT2519 |         | WT2518 |         | WT2520 |         |
| Ø 30 mm   | WT2521 |         | -      |         | -      |         | -      |         |
| <b>3</b> capsules complètement détachables, les 1000      |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 13 mm   | WT2522 |         | WT2524 |         | WT2523 |         | WT2525 |         |
| Ø 20 mm   | WT2526 |         | WT2528 |         | WT2527 |         | WT2529 |         |
| Ø 30 mm   | WT2530 |         | -      |         | -      |         | -      |         |
| <b>4</b> capsules sans opercule, les 1000                 |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 11 mm   | WT2531 |         | -      |         | -      |         | -      |         |
| Ø 20 mm   | WT2532 |         | -      |         | -      |         | -      |         |
| <b>5</b> capsules avec clapet, les 1000                   |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 13 mm   | -      |         | WT2533 |         | -      |         | -      |         |
| Ø 20 mm   | WT2535 |         | WT2534 |         | -      |         | -      |         |
| <b>5</b> capsules avec clapet détachable, les 1000        |        |         |        |         |        |         |        |         |
| Ø 13 mm   | -      |         | WT2536 |         | -      |         | -      |         |
| Ø 20 mm   | -      |         | WT2537 |         | -      |         | -      |         |

septum pour capsules aluminium sans joint

| diamètre ext. col | matériaux          | référence  | Prix HT  |
|-------------------|--------------------|------------|----------|
| Ø 13 mm           | PTFE / silicone    | WT2541 [6] | les 100  |
| Ø 20 mm           | silicone           | WT2542 [7] | les 1000 |
| Ø 20 mm           | PTFE / silicone    | WT2543     | les 100  |
| Ø 20 mm           | PTFE / butyle gris | WT2544 [8] | les 100  |
| Ø 30 mm           | PTFE / silicone    | WT2545     | les 100  |

Pincès à sertir pour capsules aluminium

WHEATON®



- pour fixer les capsules aluminium sur les flacons et bouteilles à sérum
- poignée ergonomique matelassée
- mâchoires de sertissage polies, pour un scellage constant

| pour capsules | référence | Prix HT |
|---------------|-----------|---------|
| Ø 8 mm        | WT2550    |         |
| Ø 11 mm       | WT2551    |         |
| Ø 13 mm       | WT2552    |         |
| Ø 20 mm       | WT2553    |         |

Pincès à dessertir pour capsules aluminium

WHEATON®



- pour retirer les capsules aluminium sur les flacons et bouteilles à sérum
- poignée ergonomique matelassée
- mâchoires de sertissage polies, pour un scellage constant
- autoclavable

| pour capsules | référence | Prix HT |
|---------------|-----------|---------|
| Ø 8 mm        | WT2555    |         |
| Ø 11 mm       | WT2556    |         |
| Ø 13 mm       | WT2557    |         |
| Ø 20 mm       | WT2558    |         |