

## Flacons ronds col standard

WHEATON®

VERRE  
sodocalcique

- flacons en verre sodocalcique type III à col large et parois verticales
- disponibles en boîte avec capuchons montés ou en conditionnement en vrac sans capuchon



capacité	dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			sans capuchon		capuchon PP blanc joint polyvinyle		capuchon PP blanc joint mousse polyéthylène à face PTFE	
30 ml	Ø 34 x h68 mm	33/400	WT1050	les 432	WT1055	les 48	WT1060	les 48
60 ml	Ø 42 x h83 mm	38/400	WT1051	les 288	WT1056	les 48	WT1061	les 48
125 ml	Ø 51 x h102 mm	48/400	WT1052	les 144	WT1057	les 24	WT1062	les 24
250 ml	Ø 62 x h127 mm	58/400	WT1053	les 96	WT1058	les 24	WT1063	les 24
500 ml	Ø 76 x h145 mm	70/400	WT1054	les 48	WT1059	les 24	WT1064	les 24
<b>Capuchons de rechange, paquets de 72 ou 24</b>								
capuchons		33/400	-		WT1070	les 72	WT1075	les 72
capuchons		38/400	-		WT1071	les 72	WT1076	les 72
capuchons		48/400	-		WT1072	les 72	WT1077	les 72
capuchons		58/400	-		WT1073	les 72	WT1078	les 72
capuchons		70/400	-		WT1074	les 24	WT1079	les 24

## Flacons ronds col large grande capacité

WHEATON®

VERRE  
sodocalcique

- flacons en verre sodocalcique type III à col large
- disponibles en boîte avec ou sans capuchons



capacité	dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
matériau capuchon			sans capuchon		capuchon PP blanc, joint polyvinyle		capuchon PP blanc, joint mousse polyéthylène à face PTFE	
matériau joint								
125 ml	Ø 52 x h84 mm	48/400	WT2130	les 24	WT2135	les 24	WT2140	les 24
250 ml	Ø 63 x h110 mm	58/400	WT2131	les 24	WT2136	les 24	WT2141	les 24
500 ml	Ø 79 x h133 mm	63/400	WT2132	les 24	WT2137	les 24	WT2142	les 24
2000 ml	Ø 122 x h213 mm	83/400	WT2133	les 6	WT2138	les 6	WT2143	les 6
4000 ml	Ø 157 x h256 mm	89/400	WT2134	les 4	WT2139	les 4	WT2144	les 4
<b>Capuchons de rechange, paquets de 72 ou 24</b>								
capuchons		48/400	-		WT1072	les 72	WT1077	les 72
capuchons		58/400	-		WT1073	les 72	WT1078	les 72
capuchons		63/400	-		-		WT2153	les 24
capuchons		89/400	-		WT2152	les 24	WT2155	les 24