

## Flacons ronds forme basse, col large

WHEATON®

VERRE  
sodocalcique

- idéal pour applications environnementales et prélèvement de sols
- en boîte avec capuchons montés ou en vrac sans capuchon



capacité	dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
fermeture			sans capuchon		capuchon PP blanc joint polyvinyle 1		capuchon PP blanc joint mousse apolyéthylène à face PTFE		capuchon phénoplaste noir joint caoutchouc 2	
60 ml	Ø 55 x h 48 mm	53/400	WT2160	les 144	WT2165	les 24	WT2170	les 24	-	-
125 ml	Ø 60 x h 68 mm	58/400	WT2161	les 24	WT2166	les 24	WT2171	les 24	WT2175	les 24
250 ml	Ø 73 x h 88 mm	70/400	WT2162	les 24	WT2167	les 12	WT2172	les 12	-	-
500 ml	Ø 91 x h 95 mm	89/400	WT2163	les 12	WT2168	les 12	WT2173	les 12	-	-
1000 ml	Ø 95 x h 170 mm	89/400	WT2164	les 12	WT2169	les 12	WT2174	les 12	-	-
<b>Capuchons de rechange</b>										
capuchons		53/400	-	-	WT2176	les 72	WT2177	les 72	-	-
capuchons		58/400	-	-	WT1073	les 72	WT1078	les 72	-	-
capuchons		70/400	-	-	WT1074	les 24	WT1079	les 24	-	-
capuchons		89/400	-	-	WT2152	les 24	WT2155	les 24	-	-

## Flacons carrés, col standard

WHEATON®

VERRE  
sodocalcique

- idéal pour le stockage de solvants, produits chimiques ou échantillons
- en boîte avec capuchons montés ou en vrac sans capuchon



capacité	dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
fermeture			sans capuchon		capuchon PP blanc joint polyvinyle 1		capuchon PP blanc joint mousse apolyéthylène à face PTFE		capuchon phénoplaste noir joint cône PE 2	
									capuchon phénoplaste noir joint caoutchouc 3	
15 ml	Ø 26 x h 62 mm	20/400	-	-	WT2105	les 48	WT2111	les 48	WT2117	les 48
30 ml	Ø 31 x h 72 mm	24/400	WT2100	les 280	WT2106	les 48	WT2112	les 48	WT2118	les 48
60 ml	Ø 39 x h 87 mm	28/400	WT2101	les 240	WT2107	les 48	WT2113	les 48	WT2119	les 48
125 ml	Ø 45 x h 111 mm	33/400	WT2102	les 120	WT2108	les 24	WT2114	les 24	WT2120	les 24
250 ml	Ø 56 x h 137 mm	43/400	WT2103	les 84	WT2109	les 24	WT2115	les 24	-	WT2125
500 ml	Ø 68 x h 167 mm	48/400	WT2104	les 40	WT2110	les 24	WT2116	les 24	-	WT2126
<b>Capuchons de rechange</b>										
capuchons		20/400	-	-	WT2080	les 72	WT2084	les 72	WT2088	les 72
capuchons		24/400	-	-	WT2082	les 72	WT2086	les 72	WT2090	les 72
capuchons		28/400	-	-	WT2083	les 72	WT2087	les 72	WT2091	les 72
capuchons		33/400	-	-	WT1070	les 72	WT1075	les 72	WT2092	les 72
capuchons		43/400	-	-	WT1080	les 72	WT1081	les 72	-	WT1082
capuchons		48/400	-	-	WT1072	les 72	WT1077	les 72	-	WT1083