

Flacons fermeture à vis en verre borosilicaté 3.3



- épaisseur de paroi : 1 mm
- capuchon polypropylène autoclavable avec joint interne
- flacons et capuchons vendus séparément

capacité	dim Ø x h	filetage	référence		Prix HT	
			flacons en verre borosilicaté		capuchons PP avec joint interne	
4 ml	Ø 15 x h45 mm	GL13	AF90204	les 100	AF91170	les 100
5 ml	Ø 18 x h50 mm	GL15	AF90205	les 250	AF91180	les 250
10 ml	Ø 22 x h48 mm	GL18	AF90211	les 100	AF92200	les 100
12 ml	Ø 19 x h65 mm	GL18	AF90212	les 100	AF92200	les 100
20 ml	Ø 28 x h65 mm	GL22	AF90220	les 150	AF92800	les 100
24 ml	Ø 28 x h70 mm	GL22	AF90225	les 100	AF92800	les 100

Fioles fermeture à vis en verre borosilicaté 5.1



- capuchon polypropylène noir avec joint interne
- autoclavables

capacité	Ø x h (mm)	capuchon	référence		Prix HT	
			capuchons PP avec joint interne		capuchon PTFE	
4 ml	15 x h45	13/425	GW9602	les 100	GW9602	les 100
10 ml	22 x h48	18/400	GW9604	les 100	GW9604	les 100
12 ml	19 x h65	18/400	GW9605	les 100	GW9605	les 100
15 ml	28 x h57	22/400	GW9606	les 100	GW9606	les 100
24 ml	28 x h70	22/400	GW9607	les 100	GW9607	les 100
35 ml	28 x h87	22/400	GW9608	les 100	GW9608	les 100
40 ml	28 x h102	22/400	GW9609	les 128	GW9609	les 128

Flacons forme haute en verre sodocalcique



- flacons en verre sodocalcique à col large et parois verticales, finition demi-rond
- capuchon plastique avec revêtement interne en vinyle recouvert de plastique pour un usage général
- capuchon plastique avec revêtement interne en LDPE recouvert de PTFE : très bonne résistance chimique

capacité	dim Ø x h	référence		Prix HT	
		avec capuchon vinyle		capuchon PTFE	
30 ml	Ø 34 x h68 mm	GW66030	les 432	GW67030	les 432
60 ml	Ø 42 x h83 mm	GW66060	les 288	GW67060	les 288
125 ml	Ø 51 x h102 mm	GW66125	les 144	GW67125	les 144
250 ml	Ø 62 x h127 mm	GW66250	les 96	GW67250	les 96
500 ml	Ø 76 x h145 mm	GW66500	les 48	-	-

Flacons forme basse en verre sodocalcique



- flacons en verre sodocalcique à col large et parois verticales
- capuchon plastique avec revêtement interne en vinyle recouvert de plastique pour un usage général
- capuchon plastique avec revêtement interne en LDPE recouvert de PTFE : très bonne résistance chimique

capacité	dim Ø x h	référence		Prix HT	
		avec capuchon vinyle		capuchon PTFE	
60 ml	Ø 55 x h48 mm	GW640060	les 216	GW650060	les 216
125 ml	Ø 60 x h68 mm	GW640125	les 144	GW650125	les 144
180 ml	Ø 66 x h79 mm	GW640180	les 24	GW650180	les 24
250 ml	Ø 73 x h88 mm	GW640250	les 24	-	-
500 ml	Ø 91 x h95 mm	GW640500	les 12	GW650500	les 12
1000 ml	Ø 95 x h170 mm	GW641000	les 12	GW651000	les 12