

Flacons de culture avec capuchon vissant

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- en verre borosilicaté type I
- pour agitateurs à rouleurs, en tambour, basculants ou shakers
- autoclavables et réutilisables
- fond rond et capuchon à vis
- disponibles en boîte de 144



capacité	dim Ø x h	capuchon	référence		Prix HT	
			joint caoutchouc blanc	joint caoutchouc à face PTFE		
11 ml	Ø 16 x h100 mm	15-415	WT2720	WT2723		
14 ml	Ø 16 x h125 mm	15-415	WT2721	-		
27 ml	Ø 20 x h150 mm	18-415	WT2722	-		

Flacons de culture avec capuchon vissant à jupe profonde

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- en verre borosilicaté type I classe A
- manipulation fiable en cas de travail avec des substances infectieuses
- autoclavables
- capuchon à vis pré-monté en phénoplaste noir à haut plein, jupe profonde et joint caoutchouc
- disponibles en plateaux de 144 flacons



capacité	dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT
4 ml	Ø 15 x h51 mm	13-415	WT2800	
8 ml	Ø 17 x h70 mm	15-415	WT2801	
12 ml	Ø 19 x h72 mm	15-415	WT2802	

Flacons de scintillation 20 ml avec bouchon

WHEATON®

- verre borosilicaté à faible teneur en potassium
- livrés en boîte de 5 plateaux de 100 flacons




capuchon	joint	dim Ø x h	référence	Prix HT
capuchon en polypropylène				
22-400	mousse polyéthylène	Ø 28 x h61 mm	WT2770	les 500
	film métallique / pâte	Ø 28 x h61 mm	WT2771	les 500
24-400	mousse polyéthylène	Ø 28 x h61 mm	WT2775	les 500
	film métallique / pâte	Ø 28 x h61 mm	WT2776	les 500
capuchon en urée				
22-400	film métallique / liège	Ø 28 x h61 mm	WT2772	les 500
	cône polyéthylène	Ø 28 x h61 mm	WT2773	les 500
	disque polyéthylène	Ø 28 x h61 mm	WT2774	les 500
24-400	film métallique / liège	Ø 28 x h61 mm	WT2777	les 500
	disque polyéthylène	Ø 28 x h61 mm	WT2778	les 500

Flacon à culture de Roux

LMR®

VERRE borosilicaté 3.3



capacité	dim Ø x h	référence		Prix HT	
		Col rond central [1]	Col conique excentré [2]		
75 ml	Ø 20 x 125 mm	TK1065	-		
250 ml	Ø 25 x 180 mm	TK1066	TK1070		
450 ml	Ø 30 x 195 mm	TK1067	TK1071		
1000 ml	Ø 32 x 255 mm	TK1068	TK1072		
2000 ml	Ø 40 x 320 mm	TK1069	TK1073		