


Flacons d'agitation à double bras

WHEATON®

VERRE
borosilicaté

- pour la culture de cellules en suspension avec agitateur magnétique
- autoclavables
- conception stérile et tige d'agitation à hauteur ajustable
- rapport d'espace de tête 1:1
- fond creux (flacons de 125 ml et plus)



capacité	dim Ø x h	capuchon central	capuchons latéraux	référence	Prix HT
25 ml	Ø 38 x h122 mm	38-430	15-415	WT2750	
50 ml	Ø 38 x h141 mm	38-430	15-415	WT2751	
125 ml	Ø 65 x h155 mm	51-400	33-430	WT2752	
250 ml	Ø 85 x h175 mm	51-400	33-430	WT2753	
500 ml	Ø 110 x h190 mm	100-400	45 mm	WT2754	
1000 ml	Ø 130 x h250 mm	100-400	45 mm	WT2755	
3000 ml	Ø 178 x h341 mm	100-400	45 mm	WT2756	
6000 ml	Ø 258 x h404 mm	100-400	45 mm	WT2757	
8000 ml	Ø 293 x h445 mm	100-400	45 mm	WT2758	


accessoires de rechange, sur demande (arbre en acier inox, impulseur, flacon)

Flacons d'agitation à double bras avec jaquette thermorégulante

WHEATON®

VERRE
borosilicaté

- pour la culture de cellules en suspension avec agitateur magnétique
- autoclavables
- jaquette pour circulation d'eau jusqu'à 360°C
- embouts pour tuyaux de diamètre interne 0,25" (6,35 mm)



capacité	dim Ø x h	capuchon central	capuchons latéraux	référence	Prix HT
25 ml	Ø 54 x h134 mm	38-430	15-415	WT3750	
50 ml	Ø 54 x h147 mm	38-430	15-415	WT3751	
125 ml	Ø 80 x h162 mm	51-400	33-430	WT3752	
250 ml	Ø 100 x h182 mm	51-400	33-430	WT3753	
500 ml	Ø 130 x h195 mm	100-400	45 mm	WT3754	
1000 ml	Ø 150 x h260 mm	100-400	45 mm	WT3755	

Accessoires de rechange, sur demande (arbre en acier inox, impulseur, flacon)

Flacons d'agitation Magna Flex®

WHEATON®

VERRE
borosilicaté

- pour la culture sur agitateur magnétique
- autoclavables
- mélange doux assuré par un impulseur en verre en forme d'ampoule
- rapport d'espace de tête 1:1



capacité	dim Ø x h	capuchon central	capuchons latéraux	référence	Prix HT
125 ml	Ø 65 x h155 mm	51-400	33-430	WT2760	
250 ml	Ø 85 x h175 mm	51-400	33-430	WT2761	
500 ml	Ø 110 x h190 mm	100-400	45 mm	WT2762	
1000 ml	Ø 130 x h250 mm	100-400	45 mm	WT2763	
3000 ml	Ø 178 x h341 mm	100-400	45 mm	WT2764	
6000 ml	Ø 258 x h404 mm	100-400	45 mm	WT2765	

Accessoires de rechange, sur demande (arbre en acier inox, impulseur, flacon)

Flacons à hybridation avec ou sans revêtement plastique

WHEATON®

VERRE
borosilicaté

- s'adaptent à la plupart des membranes et des fours à hybridation
- flacons, capuchons et joints résistants aux agents d'hybridation
- revêtement plastifié adhérent, selon modèle

dim Ø x h	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
		tubes standard		tubes avec revêtement de sécurité	
Ø 35 x 75 mm	45 mm	WT2730		WT2735	
Ø 35 x 100 mm	45 mm	WT2731		WT2736	
Ø 35 x 150 mm	45 mm	WT2732		WT2737	
Ø 35 x 300 mm	45 mm	WT2733		WT2738	
Ø 70 x 300 mm	70-400	WT2734		WT2739	
Portoir de stockage acrylique 1					
Portoir 6 tubes 35 mm			WT2740		WT2740