

Flacons à échantillons courts

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- faible taux d'extractibles, bonne résistance chimique
- capuchon vissant en phénoplaste noir
- flacons et capuchons autoclavables
- livrés en plateaux avec croisillons, en boîte de 200



capacité	dim Ø x h*	capuchon	réf.		Prix HT		réf.		Prix HT	
			sans capuchon		capuchon avec joint caoutchouc		capuchon avec joint PTFE / caoutchouc			
2 ml	Ø 15 x h28 mm	13-425	WT2810	les 200	WT2813	les 200	WT2816	les 200		
4 ml	Ø 17 x h38 mm	15-425	WT2811	les 200	WT2814	les 200	WT2817	les 200		
6 ml	Ø 19 x h40 mm	15-425	WT2812	les 200	WT2815	les 200	WT2818	les 200		

*hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm

Flacons à échantillons standard

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- capuchon vissant en phénoplaste noir
- flacons et capuchons autoclavables

capacité	dim Ø x h*	capuchon	référence		Prix HT		référence		Prix HT	
			sans capuchon		capuchon joint caoutchouc		capuchon joint PTFE / caoutchouc			
2 ml	Ø 12 x h35 mm	8-425	WT2860	les 200	WT2820	les 288	WT2830	les 288		
4 ml	Ø 15 x h45 mm	13-425	WT2861	les 200	WT2821	les 144	WT2831	les 144		
8 ml	Ø 17 x h60 mm	15-425	WT2862	les 200	WT2822	les 144	WT2832	les 144		
12 ml	Ø 19 x h65 mm	15-425	WT2863	les 200	WT2823	les 144	WT2833	les 144		
16 ml	Ø 21 x h70 mm	18-400	WT2864	les 200	WT2824	les 144	WT2834	les 144		
20 ml	Ø 28 x h57 mm	24-400	WT2865	les 200	WT2825	les 72	WT2835	les 72		
24 ml	Ø 23 x h85 mm	20-400	WT2866	les 200	WT2826	les 144	WT2836	les 144		
25 ml	Ø 28 x h70 mm	24-400	WT2867	les 200	WT2827	les 72	WT2837	les 72		
30 ml	Ø 28 x h95 mm	22-400	WT2868	les 200	-	-	-	-		
40 ml	Ø 28 x h95 mm	24-400	WT2869	les 200	WT2828	les 72	WT2838	les 72		

*hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm



Flacons à échantillons standard ambrés

WHEATON®

VERRE borosilicaté

- capuchon vissant en phénoplaste noir
- flacons et capuchons autoclavables

capacité	dim Ø x h*	capuchon	référence		Prix HT		référence		Prix HT	
			sans capuchon		capuchon joint caoutchouc		capuchon joint PTFE / caoutchouc			
2 ml	Ø 12 x h35 mm	8-425	WT2870	les 200	WT2840	les 288	WT2850	les 288		
4 ml	Ø 15 x h45 mm	13-425	WT2871	les 200	WT2841	les 144	WT2851	les 144		
8 ml	Ø 17 x h60 mm	15-425	WT2872	les 200	WT2842	les 144	WT2852	les 144		
20 ml	Ø 28 x h57 mm	24-400	WT2873	les 200	WT2843	les 72	WT2853	les 72		
40 ml	Ø 28 x h95 mm	24-400	-	-	WT2844	les 72	WT2854	les 72		

*hauteur sans capuchon, pour les dimensions avec capuchon ajouter 3 mm

